Bouteilles en polyéthylène haute densité, col large

Flacons carrés à col large en polyéthylène avec bouchon rouge Corning® Gosselin™

CORNING

			Col large simple fermeture				Col large double fermeture			
			Non stérile		Stérile		Non stérile		Stérile	
Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unités/ carton	Réf.	€ HT/ carton	Réf.	€ HT/ carton	Réf.	€ HT/ carton	Réf.	€ HT/ carton
150	50 x 50 x 95	300	030419	NC -	-	-	030423	NC -	-	-
250	57 x 57 x 109	210	030420	NC -	030428	NC -	030424	NC -	030399	NC -
500	76 x 76 x 122	175	030421	NC -	030429	NC -	030425	NC -	030375	NC -
1000	95 x 76 x 185	90	030422	NC -	-	-	030398	NC -	030391RG	NC -
2000	109 x 96 x 230	50	030820	NC -	030432	NC -	030426	NC -	030434	NC -
2500	110 x 110 x 263	35	030345C*	NC -	-	-	-	-	-	-

* Bouchon blanc



Flacons carrés col large en HDPE naturel

- Section carrée
- Renfoncement prévu pour l'étiquetage
- Idéal pour substances liquides, pâteuses ou granulées
- Section carrée prévue pour l'étiquetage
- Livrés sans bouchon (à commander séparément)
- Homologation ONU pour solides

Réf.	Volume (ml)	Dim. corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	€ HT
063291	100	45 x 45	24	32	101	NC -
063292	250	59 x 59	35	45	129,5	NC -
063293	500	60 x 60	35	54	164	NC -
063270	750	83 x 83	42,5	54	188	NC -
063294	1000	85 x 85	42,5	54	214	NC -
063300	1500	108 x 108	68,5	80	209	NC -
063271	2500	122 x 122	68,5	80	209	NC -
063272	4000	142 x 142	68,5	80	294	NC -



Flacons carrés à col large ONU en HDPE

- Section carrée
- Renfoncement prévu pour l'étiquetage
- Livrés sans bouchon (à commander séparément)

Référence	Homologation	Pour flacon de vol. (ml)	Dim. corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	€ HT
063319	UN 3H1/X0.3/S	100	45 x 45	24	32	101	NC -
063320	UN 3H1/X0.8/S	250	59 x 59	35	45	129,5	NC -
063321	UN 3H1/1.5/S	500	75 x 75	42,5	54	162	NC -
063322	UN 3H1/2.5/S	750	83 x 83	42,5	54	188	NC -
063323	UN 3H1/2.5/S	1000	85 x 85	42,5	54	214	NC -
063325	UN 3H1/5/S	2500	122 x 122	68,5	80	260	NC -
063326	UN 3H1/5.5/S	4000	142 x 142	68,5	80	294	NC -

Bouchons pour flacons à col large en HDPE

		Bouchon PP noir, avec joint mousse PE		Bouchon PP bleu, avec cône d'étanchéité et bague d'inviolabilité		Bouchon PP rouge, avec joint de mousse PE et bague d'inviolabilité	
Pour flacon (ml)	Filetage	Référence	€ HT	Référence	€ HT	Référence	€ HT
50	28	063274	NC -	-	-	063371	NC -
100	32	063483	NC -	063302	NC -	063333	NC -
250	45	063484	NC -	063315	NC -	063335	NC -
500/750/1000	54	063486	NC -	063296	NC -	063331	NC -
1500/2500/4000	80	063485	NC -	063301	NC -	-	-

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be