Bouteilles en polyéthylène haute densité, col étroit

Flacons à col étroit ONU en HDPE

Pour flacon de vol. (ml)	Dim. corps (mm)	Ø col int.	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	Poids (g)	Homologation	Coloris naturel Référence	Coloris naturel € HT	Coloris noir Référence	Coloris noir € HT
500	77 x 77	28,7	45	176,5	52	UN 1H1/X1.9/250	**063380**	**NC -**	**063451**	**NC -**
1000	96 x 96	28,7	45	211,8	92	UN 3H1/X1.9/250	**063365**	**NC -**	**063452**	**NC -**
2500	126 x 126	28,7	45	282	167	UN 3H1/X1.9/250	**063366**	**NC -**	**063384**	**NC -**



- **Coloris naturel ou noir**
- **Flacons à col étroit avec homologation ONU**
- **Renfoncement prévu pour l'étiquetage 1000 et 2500 ml**
- **Trois types de bouchons disponibles**
- **Livrés sans bouchon (à commander séparément)**

Bouchons noirs pour flacons à col étroit ONU en HDPE

Pour flacon (ml)	Filetage Ø (mm)	Bouchon cloche PP, avec bague d'inviolabilité PP rouge et avec godet PTFE Référence	Bouchon cloche PP, avec bague d'inviolabilité PP rouge et avec godet PTFE € HT	Bouchon cloche PP, rouge système dégazage et avec godet PTFE perforé Référence	Bouchon cloche PP, rouge système dégazage et avec godet PTFE perforé € HT
500 à 2500	45	**063367**	**NC -**	**063368**	**NC -**

Bouteilles carrées col étroit Nalgene™



- **Bouteille carrée en HDPE**
- **Bouchon en polypropylène**
- **Etanche**

Capacité (ml)	30	60	125	250	500	1000
h x côté (mm)	63 x 38	83 x 41	110 x 54	116 x 61	146 x 74	181 x 95
Taille bouchon (mm)	20	24	38–430	38–430	38–430	38–430
Référence	**028707**	**028708**	**028709**	**028710**	**028711**	**028712**
Unités/sachet	12	12	12	12	12	6
€ HT/sachet	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Flacons carrés à col étroit en HDPE



- **Faciles à manipuler grâce à ses rainures latérales**
- **Surface étiquetable**
- **Livrés sans bouchon (à commander séparément)**

Réf.	Volume (ml)	Dim. corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	€ HT
063210	250	59 x 59	30,8	40	110,5	**NC -**
063211	500	69 x 69	30,8	40	145,5	**NC -**

Bouchons à vis LDPE, teinte naturelle

Référence	Pour pot de volume (ml)	Filetage interne (mm)	€ HT
063235B	250/500	40	**NC -**

Flacons carrés à rainures en HDPE



- **En HDPE**
- **Etanches**
- **Faciles à manipuler grâce à ses rainures latérales**
- **Surface étiquetable**
- **Livrés sans bouchon (à commander séparément)**

Réf.	Vol. (ml)	Dim. corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	€ HT
063206	100	40,5 x 32	12,9	18	110,5	**NC -**
063207	250	53,5 x 42,5	19	25	148	**NC -**
063209	1000	84 x 66	19	25	222,5	**NC -**

Bouchons pour flacon à col étroit

Filetage	Bouchon à vis LDPE Réf.	Bouchon à vis LDPE € HT/ unité	Bouchon compte-gouttes Réf.	Bouchon compte-gouttes € HT/ unité	Capuchon rouge compte-gouttes Réf.	Capuchon rouge compte-gouttes € HT
18	-	-	**063281**	**NC -**	**063297**	**NC -**
25	**063232B**	**NC -**	**063280**	**NC -**	**063297**	**NC -**