## Bouteilles en polyéthylène basse densité, col étroit

### Bouteilles LDPE à faible taux de particules Nalgene™



Présentent naturellement un taux de métaux à l'état de traces.

- Certifiées contenant moins de 20 particules de 0,3 µm par ml
- Certificat d'analyse inclus dans chaque carton
- Etanches, non stériles
- Double emballage sous hotte à flux laminaire classe 10 et en salle blanche classe 100

| Vol. (ml) | Réf. | Unités/ sachet | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 125 | **029912** | 12 | 72 | **NC -** |
| 500 | **029914** | 12 | 48 | **NC -** |



### Flacons à col étroit gris foncé



- En polyéthylène
- Complètement opaques
- Idéal pour matières photosensibles, soit liquides soit solides
- Livrés avec obturateurs pour assurer une étanchéité parfaite
- Epaulement perforé pour plombage et pose d'étiquettes

| Référence | Volume (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | ø col (mm) | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **391256** | 50 | 39 | 76,5 | 18,5 | 100 | **NC -** |
| **391257** | 125 | 46 | 115 | 18,5 | 100 | **NC -** |
| **391258** | 250 | 60 | 137 | 23 | 50 | **NC -** |
| **391259** | 500 | 74 | 165 | 23 | 25 | **NC -** |
| **391260** | 1000 | 93 | 213 | 34,5 | 20 | **NC -** |
| **391261** | 2000 | 116 | 273 | 34,5 | 20 | **NC -** |

### Flacons carrés col étroit en polyéthylène avec bouchon rouge Corning® Gosselin™



Non stériles.

| Référence | Volume (ml) | Dimensions (mm) | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|
| **030435** | 100 | 39 x 39 x 103 | 300 | **NC -** |
| **030437** | 250 | 55 x 55 x 128 | 208 | **NC -** |
| **030438** | 500 | 70 x 70 x 149 | 100 | **NC -** |
| **030439** | 1000 | 89 x 89 x 184 | 60 | **NC -** |

## Bouteilles en TPX, col large

### Bouteilles rondes col large Nalgene™



- Bouteille ronde en PMP
- Etanche
- Bouchon en polypropylène
- Autoclavable
- Col large

| Capacité (ml) | 250 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|
| Taille bouchon (mm) | 43 | 53 | 63 |
| **Unités/sachet** | 12 | 12 | 6 |
| **Unités/carton** | 72 | 48 | 24 |
| **Référence** | **028118** | **028152** | **028153** |
| **Unités/carton** | 24 | 16 | 16 |
| **€ HT/carton** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |