Bouteilles en PETG, col étroit

Bouteilles Biotainer en PETG Nalgene™



- En PETG clair, stériles
- Graduées
- Convient pour des températures de stockage allant de -40 °C à +70 °C
- Avec bouchon
- Stérilisées aux rayons gamma

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Référence	Volume bouteille	ø (mm) bouchon	ø (mm) col	L x l x h bouteille (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
088000	125 ml	38	26	52 x 52 x 102	5 x 20	NC -
088003	500 ml	38	26	77 x 77 x 172	5 x 14	NC -
088004	500 ml	38	26	77 x 77 x 172	1 x 70	NC -
088005	1 l	48	37	98 x 98 x 194	5 x 7	NC -
088006	1 l	38	37	98 x 98 x 194	1 x35	NC -
088008	2 l	48	37	116 x 116 x 262	5 x 4	NC -
088009	2 l	48	37	116 x 116 x 262	1 x 20	NC -
030080*	5 l	48	NC	NC	6	NC -
088013	5 l	48	NC	NC	6	NC -

* avec poignées

Bouteilles pour milieux de culture Greiner Bio-One



- Fabriquées en polyéthylène téréphtalate (PET)
- Stérilisation par irradiation

Référence	Volume (ml)	Unités/ carton	€ HT/ carton
951700	100	100	NC -
950700	500	50	NC -
952700	1000	24	NC -

Bouteilles en PETG



- En PETG
- Optiquement transparentes
- Forme carrée
- Résistantes à la casse
- Bouchons fournis, bouchons de remplacement en accessoires
- Stériles, irradiées gamma

Référence	Volume (ml)	Forme	Filetage	Unités/ carton	€ HT/ carton
360526	30	Inviolable	20/415	24	NC -
360525	60	Inviolable	24/415	24	NC -
360524	125	Inviolable	38/430	24	NC -
360523	250	Inviolable	38/430	24	NC -
360522	500	Inviolable	38/430	12	NC -
360521	1000	Inviolable	38/430	12	NC -
360520	2000	Inviolable	53B	6	NC -
360533	30	Standard	20/415	24	NC -
360532	60	Standard	24/415	24	NC -
360531	125	Standard	38/430	24	NC -
360530	250	Standard	38/430	24	NC -
360529	500	Standard	38/430	12	NC -
360528	1000	Standard	38/430	12	NC -
360527	2000	Standard	53B	6	NC -



Bouchons inviolables

- En polyéthylène
- Stériles
- Avec bague de scellé
- Non autoclavables

Référence	Filetage	Unités/ carton	€ HT/ carton
360538	53B	192	NC -
360539	38/430	288	NC -
360540	24/415	384	NC -
360541	20/415	384	NC -

Bouchons standard

- En polypropylène autoclavable

Référence	Filetage	Unités/ carton	€ HT/ carton
360536	53B	192	NC -
360537	38/430	384	NC -

Bouchons ventilés

- En polypropylène autoclavable
- Membrane PTFE 0,22 µm

Référence	Filetage	Unités/ carton	€ HT/ carton
360542	53B	192	NC -
360543	38/430	288	NC -

Bouchons de transfert

- En polypropylène autoclavable
- Avec 3 ou 4 ports refermables (bouchons inclus)

Référence	Filetage	Nombre de ports	€ HT
360548	53B	4	NC -
360549	38/430	3	NC -

Bouchons à septum

- En polypropylène autoclavable
- Septum en butyl

Référence	Filetage	Unités/ carton	€ HT/ carton
360544	53B	192	NC -
360545	38/430	288	NC -

Bouchon ventilé à septum

- En polypropylène autoclavable
- Membrane PTFE 0,22 µm
- Septum en butyl

Référence	Filetage	Unités/ carton	€ HT/ carton
360546	53B	288	NC -

Bouchon inviolable à septum

- En polypropylène autoclavable
- Avec bague de scellé
- Septum en butyl

Référence	Filetage	Unités/ carton	€ HT/ carton
360547	53B	288	NC -