Bonbonnes en polypropylène, avec robinet

Bonbonnes Nalgene™

- En polypropylène
- Etanches, pour le stockage d'eau distillée ou de réactifs
- 2 poignées, avec ou sans robinet
- Graduées par 5 litres et par gallon
- Modèle en PP à autoclaver vide, avec le bouchon non vissé (à part)



Volume	10	20	50
ø x h (mm)	250 x 389	282 x 513	379 x 678
Bouchon	83B	83B	83B
Référence	**028002**	**028003**	**028574**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Saisissez la référence sur dulis.be pour retrouver notre procédure d'autoclavage

Bonbonnes rectangulaires en PP à robinet Nalgene™

- Autoclavables
- Poignée robuste en acier inoxydable
- Graduées en litres et gallons
- Avec robinet :
  - robinet de remplacement en polypropylène pour utilisation classique
  - robinet de remplacement en éthylène tétrafluoroéthylène pour solvants



Capacité (l)	9	20
H x L x P (mm)	216 x 146 x 356	318 x 219 x 381
Référence	**029128**	**029130**
€ HT	**NC -**	**NC -**
Réf. robinet PP remplacement	**029110**	
€ HT	**NC -**	
Réf. robinet ETFE remplacement	**029872**	
€ HT	**NC -**	

Bonbonnes carrées en polypropylène autoclavable Azlon®

Bonbonnes en polypropylène avec ou sans robinet, à capuchon à vis étanche.

Référence	Volume (l)	Base x hauteur (mm)	Col (mm)	€ HT
090849	5	220 x 270	GL 45	**NC -**
090850	10	280 x 360	83B	**NC -**



Bonbonnes rectangulaires en polypropylène

- Bouchon en polypropylène
- Anse large pour une meilleure prise
- Graduation
- Carboys en PP autoclavable à +121 °C
- Bonbonnes blanches
- Avec robinet

Référence	Dimensions l x p x h (mm)	Volume (l)	Ø bouchon (mm)	€ HT
311110	131 x 270 x 417	5	83	**NC -**
311118	162 x 293 x 496	10	83	**NC -**
311128	205 x 345 x 640	20	120	**NC -**
311131	205 x 345 x 614		83	**NC -**
311139	250 x 433,2 x 771	40	120	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be