Bonbonnes en polypropylène, avec robinet

Bonbonnes basses en polypropylène Nalgene™



- Autoclavables, excellente résistance chimique
- Empilables, conception basse, facilite le positionnement en espace étroit
- Bouchon et robinet en polypropylène

Capacité (l)	8	15
L x P x H (mm)	356 x 305 x 152	356 x 356 x 203
Matériau	PP	PP
Référence	**029454**	**029455**
€ HT	**NC -**	**NC -**

Bonbonnes ultra-fines



- En polypropylène transparent
- Avec tubulure filetée 3/4" pour robinet
- Avec graduations au litre en relief
- Casiers range-bidons en aluminium pour stockage sûr disponible en option (seulement pour les bidons de 5 l)
- Disponible en option : robinet StopCock avec bec orientable anti-goutte et robinet d'écoulement Compact s'adaptant sur des bidons à tubulure filetée 3/4"

Référence	Adaptée pour robinet	Volume (l)	L x p x H (mm)	Ø col (mm)	€ HT
090005	Oui	5	65 x 335 x 335	41	**NC -**
795765	Oui	10	125 x 335 x 335	41	**NC -**



Chercher la référence 090005 et 795765 pour retrouvez tous les accessoires et kits, sur www.dulis.be

Bonbonnes en polypropylène, avec tubulure

Bonbonnes autoclavables avec tubulure de sortie Nalgene™



- En polypropylène, autoclavable
- Graduées, étanches
- Bouchon 83B
- Avec tubulure de diamètre intérieur de 13 mm à la base de la bonbonne
- Tuyau à commander séparément

Référence	Capacité (l)	€ HT
029204	10	**NC -**
029436	20	**NC -**

Bonbonnes en polyéthylène haute densité, sans robinet

Bonbonnes à usage unique HDPE Nalgene™



- En HDPE
- Stériles
- Certifiées USP classe VI

Cyto-toxique — Pyro-gènes

Référence	Capacité (l)	Ø x h (mm)	Bouchon	Poignées	€ HT
030091	20	284 x 502	83B	Acier inox*	**NC -**
128030	33	381 x 546	83B	Moulées	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	€ HT
030092	Poignée en acier inox pour bonbonne 20 litres	**NC -**

* Vendues séparément