Bonbonnes en polyéthylène haute densité, sans robinet

Bonbonnes large ouverture à poignée Nalgene™

- En HDPE, coloris naturel
- Bouchon en polypropylène diamètre 100 mm
- Graduées

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE



Référence	Capacité (l)	Ø int. (mm) col	Ø ext. (mm) bouteille	Hauteur (mm) avec / sans bouchon	€ HT
029448	10	88	250	343 / 338	**NC -**
029449	15	88	269	389 / 379	**NC -**
028677	20	88	287	493 / 480	**NC -**

Bonbonnes en hexagonales, rondes ou carrées Azlon®

- En HDPE, non autoclavables
- Hexagonales, rondes ou carrées (gain de place)
- Poignée de transport
- Col étroit
- Bonne résistance aux produits chimiques

DWK LIFE SCIENCES



Vol (l)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Col (mm)	Poignée	Réf.	€ HT
Forme hexagonale						
5	160	340	49	1	**090080**	**NC -**
10	220	370	49	1	**090081**	**NC -**
Forme ronde						
25	280	600	64	2	**090082**	**NC -**
50	340	720	64	2	**090083**	**NC -**

Bidons à col large et étroit

En HDPE, parois épaisses (2 mm), très solides.

Bidons à col étroit

- Peut être utilisé à température inférieure à 0 °C
- Filetage profond de 12 mm pour assurer une étanchéité parfaite

Vol. (l)	Ø x h (mm)	Ø col (mm)	Nombre poignée	Référence	€ HT
5	170 x 345	62,5	1	**391326A**	**NC -**
10	210 x 425	62,5	1	**391327A**	**NC -**
25	280 x 565	95,5	2	**391328A**	**NC -**
50	350 x 700	95,5	2	**391329A**	**NC -**

Bidons à col large

- En HDPE, parois épaisses (2 mm), très solides
- Pour liquide ou poudre
- Col large pour faciliter le remplissage et la vidange
- Livrés avec obturateurs pour une meilleure étanchéité
- Avec 1 ou 2 poignées solides pour le transport

Référence	Volume (l)	Ø x h (mm)	Diamètre col (mm)	€ HT
391231A	5	170 x 340	94	**NC -**
391325A	10	210 x 415	108	**NC -**





Saisissez la référence sur dulis.be pour retrouver notre procédure d'autoclavage

Bonbonnes rectangulaires

Référence	Dimensions l x p x h (mm)	Volume (l)	Couleur	Ø bouchon (mm)	€ HT
311100	128 x 170 x 304	2,5	Ambré	83	**NC -**
311101	128 x 170 x 304		Blanc	83	**NC -**
311104	131 x 220 x 417	5	Ambré	83	**NC -**
311107	131 x 220 x 417		Blanc	83	**NC -**
311112	162 x 273 x 495	10	Ambré	83	**NC -**
311114	162 x 273 x 495		Blanc	83	**NC -**
311120	205 x 345 x 640	20	Ambré	120	**NC -**
311122	205 x 345 x 640		Blanc	120	**NC -**
311124	205 x 345 x 614			83	**NC -**
311134	250 x 433,2 x 771	40	Ambré	120	**NC -**
311136	250 x 433,2 x 771		Blanc	120	**NC -**
311141	365 x 475 x 762	75	Blanc	120	**NC -**

- Bouchon en polypropylène
- Anse large pour une meilleure prise
- Graduation
- En PP autoclavable à +121 °C

