Flacon à scintillation 6 ml en HDPE Wheaton®



- Flacon de 6 ml
- Bouchon quart de tour
- Polyéthylène haute densité

Référence	Capacité (ml)	ø x h (mm)	Bouchon	Unités/ carton	€ HT/ carton
048456	6	15 x 57	Normal	1000	NC -

Flacons à scintillation 20 ml en PE



Flacons de comptage en polyéthylène haute densité. Conditionnés en plateaux de 100 flacons, avec index alphanumérique.

- Aucun bruit de fond
- Peu perméables aux solvants organiques

Choix des capuchons-joints :
- Liège : non recommandés avec acides et bases forts.
- PEL expansé : recommandés avec acides et bases forts.
- Cône Polyseal : excellente étanchéité pour tous types d'échantillons.

Réf.	Joint	Bouchon	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
045299	Liège - aluminium	Urea - Monté	100	500	NC -
065300	Liège - aluminium	Urea - Non monté	100	500	NC -
045301	Polyéthylène expansé	PP - Non monté	100	500	NC -
065302	Cône Polyseal	Urea - Non monté	100	500	NC -

Flacons à scintillation 7 ml en PE



- Flacon de comptage en polyéthylène
- Capuchon vissant en polyéthylène
- S'utilisent seul ou dans le flacon support en verre
- ø x h : 17 x 57 mm

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
065303	Flacon de scintillation 7 ml	1000	1000	NC -
045304	Flacon de scintillation 7 ml	Plateau de 250	1000	NC -

Flacons et tubes à scintillation 7 ml et 20 ml



Flacons de comptage en polyéthylène linéaire rigide.

- Très faible bruit de fond
- Faible perméabilité aux solvants
- Indéformables

Référence	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Bouchon	Unités/ carton	€ HT/ carton
031000	20	27 x 60	A vis extérieure	1000	NC -
031001	7	15 x 57	Cap intérieur	1000	NC -

Flacons à scintillation Snap Twist 6,5 ml et 20 ml Simport®





Flacons de comptage en polypropylène pour volumes de 6,5 ml et 20 ml de liquide de scintillation. Le système de bouchon Snap Twist permet de fermer le tube par simple pression et permet d'ouvrir le tube en dévissant d'un quart de tour. Fermeture étanche.

Référence	Tube	Capuchon	Volume (ml)	ø x h (mm)	ø col (mm)	Présentation	Unités/ carton	€ HT/ carton
039231	Polyéthylène	Polypropylène	6,5	16 x 57	12,5	Vrac	1000	NC -
039232	Polypropylène	Polyéthylène	6,5	16 x 57	12,5	Vrac	1000	NC -
039233	Polypropylène	Polyéthylène	20	26 x 61	23	Vrac	500	NC -
039234	Polypropylène	Polyéthylène	20	26 x 61	23	Plateau de 100	500	NC -