Pots de prélèvement avec bouchon à vis, sans étiquette, en polystyrène

Pots à vis ClearLine®

- Pots en polystyrène cristal ou polypropylène naturel, usage unique
- Capuchons vissants en HDPE, blanc ou rouge
- Disponibles aseptiques (bouchon blanc) ou stériles irradiées par E-beam à 10 kGy (bouchon rouge)
- Traçabilité : étiquettes avec référence, code-barres et n° de lot
- Température d'utilisation : PS : -40 °C à +65 °C / PP : -40 °C à +85 °C
- Conviennent au contact alimentaire (CE n°1935/2004)



076050

Volume nominal (ml)	Volume utile max. (ml)	Ø x h (mm)	Matériau	Poids (g) avec/sans bouchon	Unités/ carton		Bouchon blanc aseptique	Bouchon rouge, irradié stérile
160	155	58 x 69	PS	31,7 / 19	360	Référence	076050	076051
						€ HT/carton	NC -	NC -
220	205	58 x 95	PS	37,2 / 24,5	300	Référence	076054	076055
						€ HT/carton	NC -	NC -

Pots de prélèvement à capuchon vissant

Pots en polystyrène, aseptiques

Coloris bouchon		Rouge	Blanc	Bleu			
Vol. (ml)	h x Ø (mm)	Réf.	Réf.	Réf.	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
140	70 x 55	080812	-	-	270	270	NC -
150	60 x 70	030305	030304*	-	200	200	NC -
200	85 x 66	-	-	391421	500	500	NC -

* Flacon mélange polystyrène/polypropylène

- Pots droits en polystyrène
- Avec capuchons à vis étanche
- Stériles par ionisation ou aseptiques



Pots en polystyrène, stériles

		Bouchon rouge			
Vol. (ml)	h x Ø (mm)	Réf.	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
200	85 x 66	391422	1	200	NC -
200	100 x 55	076024	162	162	NC -

Flacons à échantillons à capuchon vissant

Référence	Volume (ml)	ø x h (mm)	ø col (mm)	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
798574	30	29,3 x 46,1	35	200	NC -
798582	120	38,9 x 69,2	45	100	NC -
798586	230	56,5 x 78,8	62	100	NC -
798590	350	66,2 x 86,2	73	100	NC -

- Flacons en polystyrène cristal avec capuchon étanche à vis
- Non stériles
- Usage universel
- Emballage en vrac





Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be