Pots de prélèvement avec bouchon à vis, avec étiquette, en polystyrène

Pots à prélèvement avec couvercle en métal

- En polystyrène, avec bouchon en métal et joint haute stérilité
- Marquage CE en conformité avec la Directive sur les Dispositifs Médicaux pour le diagnostic in vitro (98/79/EC)
- Aseptiques
- Pots de 60 ml garantis 95 kPa



		Avec surface d'inscription imprimée			Avec surface d'inscription vierge		
Volume (ml)	ø x h (mm)	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton
60	44 x 61	**761606**	300	**NC -**	**761607**	300	**NC -**
100	50 x 76	**761609**	200	**NC -**	**761610**	200	**NC -**
150	55 x 107,5	**761611**	120	**NC -**	**761612**	120	**NC -**
250	65 x 121	**761613**	50	**NC -**	**761614**	50	**NC -**
250	65 x 121	**761617***	50	**NC -**	-	-	-

* Sur plateau

Flacon Bijou aseptique 7 ml à capuchon vissant

Tube en polystyrène à fond plat avec capuchon vissant.

- Volume : 7 ml
- Aseptique
- ø x h : 17 x 50 mm
- Capuchon vissant blanc



Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
080171	Tube avec étiquette	700	**NC -**

Flacons universels Wheaton®

- Fermeture étanche
- Dimensions ø x h : 30,5 x 93,5 mm
- Volume : 30 ml
- Stériles

DWK LIFE SCIENCES



Référence	Matériau	Etiquette	Acide borique	Conditionnement	€ HT
055730	Polystyrène	Vierge	Non	8 sachets de 50	**NC -**
055732	Polystyrène	Imprimée	Non	8 sachets de 50	**NC -**

Containers universels à jupe 30 ml Sterilin

Etiquette	Marquage étiquette	Stérile	Unités/ carton	Réf.	€ HT/ carton
Avec	Oui	Non	400	**761618**	**NC -**
Avec	Non	Non	400	**761619**	**NC -**
Avec	Oui	Oui	400	**080005E**	**NC -**

* Réf. vendue avec une cuillère en plastique bleue

- Avec bouchons vissants en polypropylène et joint haute stérilité
- Fond conique à jupe
- Centrifugeables à 3889 g
- Tubes de 30 ml garantis 95 kPa
- ø x h : 24,5 x 89 mm
- Marquage CE en conformité avec la Directive sur les Dispositifs Médicaux pour le Diagnostic in Vitro (98/79/EC)



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be