Pots de prélèvement avec bouchon à vis, avec étiquette, en polypropylène

Pots de prélèvements avec bouchon à vis, avec étiquette, en polyéthylène

- En PET ou en HDPE
- Bouchon rouge à vis ou attenant avec témoin d'intégrité
- Translucides
- Incassables
- Etiquette de traçabilité
- Stériles



Sans thiosulfate				En vrac			Emballage individuel		
Vol. (ml)	L x l x h (mm)	Ø col (mm)	Matériau	Réf.	Unités/ carton	€ HT/ carton	Réf.	Unités/ carton	€ HT/ carton
250	63 x 63 x 135	31	PET	**076820C**	144	**NC -**	**080951**	150	**NC -**
500	70 x 70 x 148	29	HDPE	**080903**	100	**NC -**	-	-	-
500	74 x 74 x 173	31	PET	**076826C**	120	**NC -**	**080952**	90	**NC -**
500	70 x 70 x 160	22	HDPE	**080949**	100	**NC -**	-	-	-
1000	92,5 x 92,5 x 214	32	PET	**080885B**	48	**NC -**	**080953**	45	**NC -**
1000	90 x 90 x 182	28	HDPE	**080950**	77	**NC -**	-	-	-

Pots de prélèvement avec bouchon à vis, avec spatule ou cuillère

Flacons universels Wheaton®

- Fermeture étanche
- Dimensions ø x h : 30,5 x 93,5 mm
- Volume : 30 ml
- Stériles



Référence	Matériau	Etiquette	Acide borique	Unités/ carton	€ HT/ carton
055734*	Polystyrène	Imprimée	Non	8 sachets de 50	**NC -**
055785*	Polypropylène	Imprimée	Non	8 sachets de 50	**NC -**

* avec cuillère

Containers universels à jupe 30 ml Sterilin

- Avec une cuillère en plastique bleue
- Avec bouchons vissants en polypropylène et joint haute stérilité
- Fond conique à jupe
- Centrifugeables à 3889 g
- Tubes de 30 ml garantis 95 kPa
- ø x h : 24,5 x 89 mm
- Marquage CE en conformité avec la Directive sur les Dispositifs Médicaux pour le Diagnostic in Vitro (98/79/EC)



Référence	Etiquette	Marquage étiquette	Stérile	Unités/ carton	€ HT/ carton
761697	Avec	Oui	Non	400	**NC -**

Flacons universels Wheaton®

- Fermeture étanche
- Disponibles également en version pré-remplie d'acide borique pour échantillons d'urine
- Dimensions ø x h : 30,5 x 93,5 mm
- Volume : 30 ml
- Stériles



Référence	Matériau	Etiquette	Acide borique	Unités/ carton	€ HT/ carton
055782	Polypropylène	Vierge	Non	8 sachets de 50	**NC -**
055783	Polypropylène	Imprimée	Non	8 sachets de 50	**NC -**

Pots de prélèvement à capuchon vissant Corning® Gosselin™

- Pots droits en polypropylène
- Avec capuchons à vis étanches
- Stériles par ionisation ou aseptiques





Référence	Vol. (ml)	h x ø (mm)	Type pot	Coloris pot / bouchon		Stérile	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
688264	60	70 x 33	Cuillère	Blanc	Vis rouge	Oui	70	700	**NC -**
688276	125	74 x 52	Spatule	Blanc	Vis rouge	Non	380	380	**NC -**
688244	125	74 x 52	Spatule	Blanc	Vis rouge	Oui	380	380	**NC -**
688288	180	102 x 52	Spatule	Naturel	Vis rouge	Oui	380	264	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be