POTS DE PRÉLÈVEMENT AVEC BOUCHON À VIS

Pots de prélèvement avec bouchon à vis, avec anse

Pots de prélèvement avec anse amovible Corning®



- Pot en polypropylène bleu translucide, anse coloris bleu
- Témoin d'intégrité
- Capuchon vissant ou attenant

Référence	Volume (ml)	h x ø (mm)	Coloris pot / bouchon		Stérile	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
030313	40	275* x 30	Bleu	Vis bleue	Oui	1	250	NC -
030867	90	290* x 43	Bleu	Attenant bleu	Oui	1	150	NC -
999739	125	275* x 52	Bleu	Vis bleu	Oui	1	100	NC -
688309	180	305* x 52	Bleu	Vis bleu	Oui	1	100	NC -

*Hauteur totale avec l'anse

Pots de prélèvement DISPODIPPER







- En polypropylène transparent bleu
- Gradué
- Profondeur immersion: 270 mm
- Tige sécable
- Produit, assemblé et emballé dans une salle classe 7
- Stérile par ionisation aux rayons gamma et emballage unitaire
- 3 tailles disponibles : 50, 100 et 250 ml
- Conforme directive alimentaire UE et FDA
- Par 20

Référence	Volume (ml)	Stérile	flacon Ø x h (mm)	Long. totale (mm)	€ HT
795739	50	Non	40 x 98	417	NC -
795740	50	Oui	40 x 98	417	NC -
795823	100	Non	53 x 98	415	NC -
795824	100	Oui	53 x 98	415	NC -
795825	250	Non	72 x 116	429	NC -
795826	250	Oui	72 x 116	429	NC -