# POTS À COUVERCLE EMBOÎTANT

## Pots à couvercle emboîtant, avec anse

### Pots avec couvercle emboîtant Corning®

- Pot en polypropylène bleu translucide, anse coloris bleu
- Témoin d'intégrité




| Réf. | Vol. (ml) | h x ø (mm) | Coloris pot / bouchon | | Stérile | Unité d'emb. | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030867 | 90 | 290* x 43 | Bleu | Attenant bleu | Oui | 1 | 150 | NC - |

*hauteur totale avec l'anse

## Pots à couvercle emboîtant, avec thiosulfate

### Flacon à prélèvement avec comprimé de thiosulfate de sodium Corning®

- Utilisé pour tester la présence de bactéries coliformes, et contaminants microbiologiques dans l'eau
- En polypropylène
- Stérile
- Bouchon attenant, réduit les risques de contaminations
- Loquet de verrouillage évitant les ouvertures accidentelles
- 1 comprimé de Thiosulfate de sodium de 10 mg par flacon
- Livré avec étiquette et instructions d'utilisation




| Référence | Volume (ml) | Ø ext x H (mm) | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 001700-100 | 100 | 46,3 x 96 | 100 | NC - |

## Pots à couvercle emboîtant, en polyéthylène basse densité

### Pots avec couvercle emboîtant

- Pot en PEL avec couvercle emboîtant étanche
- Idéal pour la conservation et le transfert

| Référence | Volume (ml) | Dimensions (mm) ø haut x ø bas x H | Anse | Couvercle | € HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 320000A | 500 | 120 x 100 x 80 | Non | Inclus | NC - |
| 320923 | 1000 | 120 x 92 x 135 | Oui | Inclus | NC - |
| 320003A | 1800 | 140 x 115 x 140 | Non | Inclus | NC - |



### Flacons à languette

- En polyéthylène
- A bouchon attaché par une languette
- Pour produits solides

| Référence | Volume (ml) | ø x hauteur (mm) | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 391004 | 1 | 8 x 32 | 500 | NC - |
| 391005 | 2,5 | 14 x 31,5 | 100 | NC - |
| 391011 | 5 | 15 x 49 | 100 | NC - |
| 391006 | 8 | 17,2 x 57,6 | 100 | NC - |
| 391007 | 7 | 22,8 x 32,9 | 100 | NC - |
| 391008 | 20 | 24,8 x 74,5 | 100 | NC - |
| 391009 | 35 | 31 x 74,5 | 50 | NC - |
| 391010 | 25 | 31,3 x 52,5 | 50 | NC - |



## Pots à couvercle emboîtant, en polyéthylène haute densité

### Pots de prélèvement

| Référence | Volume (ml) | Matériau | Gradué | Bouchon vissant | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 064241 | 240 | HDPE | Non | Emboîtant | 120 | NC - |
| 064242 | 480 | HDPE | Non | Emboîtant | 120 | NC - |
| 064243 | 960 | HDPE | Non | Emboîtant | 84 | NC - |
| 064244 | 1920 | HDPE | Non | Emboîtant | 48 | NC - |
| 064245 | 2490 | HDPE | Non | Emboîtant | 28 | NC - |
| 064246 | 4950 | HDPE | Non | Emboîtant | 12 | NC - |





Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be