Seaux en polyéthylène haute densité

Seaux carrés 12 l avec couvercle étanche - contact alimentaire

- Seaux en HDPE agréé contact alimentaire, couvercles en LDPE
- Avec bec verseur, zone d'évacuation sous le seau pour éviter la rétention d'eau
- Utilisation seaux : -40 °C à +90 °C / couvercles : de -15 °C à +60 °C
- Emboîtables à vide, empilables couvercle fermé
- Étiquette d'identification pour la traçabilité HACCP
- Anse inox
- Fermeture hermétique



Capacité (l)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids (kg)	Blanc	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	€ HT
12	329 x 310 x 280	1,205	212074	212075	212076	212077	212078	NC -

Conteneur HDPE alimentaire 50 l

- Conteneur en HDPE blanc
- Agréé contact alimentaire
- Emboîtable
- Grande résistance : stockage, préparation, transport
- Fond renforcé avec zone d'usure
- Utilisation : -40 °C à +90 °C
- Volume : 50 l



Référence	Désignation	Poids (kg)	€ HT
212065	Conteneur 50 l	3	NC -
212066	Couvercle pour conteneur	0,7	NC -

Seau gradué en HDPE Nalgene™

- En polyéthylène haute densité
- Gradué
- Coloris blanc
- Avec bec verseur
- Autoclavable



Référence	Volume (l)	€ HT
029431	9,5	NC -

Seaux en polyéthylène basse densité

Seaux gradués étanches avec couvercle Nalgene™



- Gradués
- En polyéthylène blanc (7,6 et 10,4 litres) ou jaune (13,2 litres) haute densité

Référence	Capacité (l)	Hauteur sans couvercle	Hauteur avec couvercle	€ HT
029434	7,6	254 mm	267 mm	NC -
029328	13,2	315 mm	328 mm	NC -

Seaux en LDPE

- En polyéthylène
- Avec bec verseur
- Gradués



Référence	Capacité (l)	ø x h (mm)	€ HT
391051	9	280 x 250	NC -
391052	12	300 x 280	NC -
391053	17	340 x 310	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be