Boîtes en polystyrène

Boîtier à usage multiple VARIBOX



- En polystyrène transparent
- Empilable, détrompeur sur le côté, pour 5 plaques empilables
- Utilisable comme réservoir, bac de coloration en électrophorèse ou comme boîte de rangement
- H x l x L : 78 x 120 x 156 mm

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
442023	Varibox	4	NC -

Boîtes en polypropylène

Bacs en polypropylène empilables



- Gradués
- Pour une utilisation de - 40 °C à + 100 °C

Bacs seuls			Couvercles seuls pour bacs			
Référence	L x l x h (mm)	€ HT	Coloris Bleu	Coloris Vert	Coloris Jaune	€ HT
039606	265 x 325 x 100	NC -	039657	039658	039659	NC -
039607	265 x 325 x 150	NC -	039657	039658	039659	NC -
039608	176 x 325 x 100	NC -	039660	039661	039662	NC -
039609	176 x 325 x 150	NC -	039660	039661	039662	NC -


Boîtes hermétiques



- En polypropylène
- Résistantes de -40 °C à +90 °C
- Etiquette permanente intégrée

Référence	Dimensions L x l x H (mm)	Volume (l)	Unités/ carton	€ HT/ carton
540024	325 x 265 x 150	10	6	NC -

Boîtes en plastique multi-usages



- En polypropylène haute résistance
- Fermeture inviolable, étanchéité parfaite
- Adaptées aux produits agroalimentaires
- Coloris standard cristal
- Livrées avec couvercles

Référence	Dimensions ext. ø x h ou L x l x h (mm)	Volume (ml)	€ HT
039997	95 x 64,3	280	NC -
039998	95 x 83,5	365	NC -
040002	95 x 118	520	NC -
040003	118 x 87,5	565	NC -
040005	133 x 130	1180	NC -
540140	128 x 128 x 89	900	NC -