Boîtes en aluminium

Caisses ZARGES BOX




- Caisse en aluminium
- Couvercle en acier inoxydable avec charnières
- Deux sangles
- Joint d'étanchéité
- Couvercle verrouillable par fermeture à serrures, cadenassable
- Poignées de transport

Réf.	Dimensions ext. L x l x h (mm)	Dimensions int. L x l x h (mm)	Volume (l)	€ HT
670568	500 x 340 x 200	450 x 290 x 180	24	NC -
670569	600 x 400 x 240	550 x 350 x 220	42	NC -
670567	600 x 400 x 330	550 x 350 x 310	60	NC -
670570	800 x 400 x 330	750 x 350 x 310	81	NC -
670571	900 x 500 x 370	850 x 450 x 350	135	NC -

Boîtes et paniers de transports

Safety box et supports





- En polycarbonate, entièrement autoclavable
- Pour le transport d'échantillons biologiques
- Avec poignée de transport inox incluse
- Joint silicone + 4 attaches latérales
- Approuvé par l'Organisation Mondiale de la Santé
- L x l x h : 330 x 175 x 180 mm

Support en acier inox

Pour 10 récipients jusqu'à 200 ml et 4 récipients de 30 ml.


Référence	Désignation	€ HT
391486	Rack pour 10 récipients ø 60 mm et 4 récipients ø 25 mm	NC -

Référence	Désignation	€ HT
391483	Boîte de transport Safety Box avec poignées	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
391484	Attaches de fermeture de rechange	4	NC -
391485	Joint en silicone de rechange	1	NC -

Boîtier de transport Nalgene™



Système de transport clos en polycarbonate transparent pour protéger l'utilisateur pendant le transport des échantillons.

- S'utilise avec les racks Unwire
- Poignées internes moulées, poignée en acier inox en option
- Les fermetures par clamps assurent une bonne étanchéité
- En conformité avec la norme de transport des agents pathogènes OSHA
- Standard 29 CFR Part 1910.1030
- Autoclavable démonté
- Dimensions L x P x h : 370 x 185 x 173 mm

Référence	Désignation	€ HT
028014	Boîte de transport	NC -
029661	Poignée en acier inox	NC -