Tiroirs

Tiroirs de rangement Multiroir cristal



- Tiroirs “incassables” s’intégrant parfaitement au standard 600 x 400 et/ou au système”plein-vide”
- Petits et grands tiroirs interchangeables
- Entièrement transparents
- En polycarbonate, très résistants aux chocs
- Stérilisables en autoclave
- Chaque tiroir peut-être divisé en 8
- Butée anti-chute sur chaque tiroir
- Etiquettes livrées en planches

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
040101	Casier et grand tiroir 355 x 185 x 101 mm	1	NC -
040102	Casier et deux petits tiroirs 355 x 185 x 101 mm	1	NC -
039980	Grand tiroir - 320 x 172 x 92 mm	12	NC -
039981	Petit tiroir - 320 x 82 x 92 mm	12	NC -
039982	Séparateur transversal pour grand tiroir 171 x 84 mm	1	NC -
039983	Séparateur transversal pour petit tiroir 82 x 84 mm	1	NC -


Casiers-tiroirs SOLOBOX



- Empilables
- En polypropylène
- Grande capacité de rangement
- Corps gris ou blanc
- Tiroir translucide

Référence	Coloris	L x l x h (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
039917	Blanc	370 x 263 x 174	6	NC -
039918	Pétrole	370 x 263 x 174	6	NC -

Casiers à bacs-tiroirs basculants amovibles



- En ABS
- Coloris du casier : beige
- Coloris des tiroirs : transparent
- Ouverture frontale à 45°

Référence	Nombre de tiroirs	L x l x h ext. (mm)	€ HT
039484	2	600 x 299 x 353	NC -
039485	3	600 x 197 x 240	NC -
039486	4	600 x 168 x 207	NC -
039487	5	600 x 133 x 164	NC -
039488	6	600 x 91 x 113	NC -