Béchers en polypropylène, sans poignée

Béchers économiques en polypropylène





Béchers gradués forme basse en polypropylène.

- **Graduations moulées ou sérigraphiées**
- **Autoclavables**
- **Bec verseur**

			Graduations moulées			Graduations sérigraphiées		
Volume (ml)	**Graduation (ml)**	**ø x h (mm)**	**Référence**	**Unités/ carton**	**€ HT/ carton**	**Référence**	**Unités/ carton**	**€ HT/ carton**
25	1	34 x 49	**391127**	20	**NC -**	**391136**	20	**NC -**
50	2	41 x 60	**391128**	20	**NC -**	**391137**	20	**NC -**
100	5	51 x 72	**391129**	12	**NC -**	**391138**	12	**NC -**
250	10	71 x 95	**391130**	16	**NC -**	**391139**	16	**NC -**
500	10	87 x 119	**391131**	12	**NC -**	**391140**	12	**NC -**
1000	20	109 x 147	**391132**	4	**NC -**	**391141**	4	**NC -**
2000	50	132 x 183	**391133**	4	**NC -**	**391142**	4	**NC -**
3000	500	158 x 201	**391134**	2	**NC -**	**391143**	2	**NC -**
5000	500	188 x 229	**391135**	2	**NC -**	**391144**	2	**NC -**

Béchers grand volume en polypropylène

Simport

- **En polypropylène, autoclavables à +121 °C**
- **Gradués**
- **Bec verseur**



Référence	Volume (l)	ø haut x ø bas x hauteur (mm)	€ HT
088699	5	222 x 165 x 273	**NC -**
086655	10	286 x 222 x 320	**NC -**

Béchers Tricorn Simport®

- **En polypropylène**
- **Autoclavables**
- **Avec 3 becs verseurs**
- **Incassables**
- **A usage unique**



Référence	Volume (ml)	Graduations	ø x h (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
039276	50	5	47 x 57	100	**NC -**
039277	100	10	58 x 72	100	**NC -**
039275	250	10	76 x 90	100	**NC -**
039278	400	20	85 x 108	100	**NC -**
039279	800	50	107 x 133	100	**NC -**
039280	1000	50	115 x 145	100	**NC -**

Béchers Tricorn économiques

- **Béchers à trois becs verseurs**
- **En polypropylène**
- **Légers**
- **Pour usage unique**



Référence	Volume (ml)	Unités/ carton	€ HT/ carton
010187	50	25	**NC -**
010188	100	25	**NC -**
010189	250	25	**NC -**
010191	400	25	**NC -**
010192	800	25	**NC -**
010193	1000	25	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be