Eprouvettes en polypropylène

Eprouvettes graduées forme basse en polypropylène Azlon®

Référence	Vol. (ml)	Haut. (mm)	Tolérance (± ml)	Unités/ carton	€ HT/ carton
232718	100	163	2	5	NC -
232719	250	192	5	1	NC -
232720	500	218	10	1	NC -
232721	1000	285	20	1	NC -

- En polypropylène de haute clareté
- Forme basse
- Base ronde avec drain
- Graduations moulées avec impression bleue



Eprouvettes graduées forme basse

Eprouvette forme basse en polypropylène.

- Gradudations moulées
- Excellente résistance chimique
- Autoclavable

Réf.	Vol. (ml)	Graduation (ml)	Divisions (ml)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
391145	10	2	0,25	16	88	10	NC -
391146	25	5	1	22	107	10	NC -
391147	50	10	2,5	29	143	12	NC -
391148	100	25	5	34	178	8	NC -
391149	250	50	10	45,5	264	4	NC -
391107	500	100	10	55,5	305	4	NC -
391108	1000	200	25	70	332	2	NC -
391150	2000	400	50	92	371	2	NC -



Eprouvettes graduées en polypropylène translucide Azlon®

		Graduations moulées			Graduations sérigraphiées		
Vol. (ml)	Ø x h (mm)	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton
10	14 x 140	001964	10	NC -	090208	1	NC -
25	20 x 170	090209	1	NC -	002042	1	NC -
50	26 x 200	7CP0050P	10	NC -	090202	1	NC -
100	31 x 250	7CP0100P	5	NC -	090203	1	NC -
250	42 x 315	7CP0250P	1	NC -	090204	1	NC -
500	55 x 360	7CP0500P	1	NC -	090205	1	NC -
1000	66 x 440	7CP1000P	1	NC -	090206	1	NC -
2000	83 x 535	090207	1	NC -	002043	1	NC -

- En polypropylène translucide
- Sérigraphiées
- Graduées
- Avec bec verseur



Lot de 6 éprouvettes graduations moulées

(une de chacun des volumes suivants : 110, 25 50, 100, 250 et 500 ml)

Référence	Désignation	€ HT le lot
001965	Lot de 6 éprouvettes	NC -

Eprouvettes graduées en polypropylène Nalgene™

- Avec base bleue
- Classe B
- Graduations moulées
- Autoclavables

Capacité (ml)	Incrément (ml)	Précision (ml)	Référence PP	€ HT
10	0,2	+/- 0,20	028824	NC -
25	0,5	+/- 0,34	028825	NC -
50	1	+/- 0,50	028826	NC -
100	1	+/- 1	028827	NC -
250	2	+/- 2	028828	NC -
500	5	+/- 4	028829	NC -
1000	10	+/- 6	028830	NC -
2000	20	+/- 12	028831	NC -
4000	50	+/- 29	028832	NC -



Pack variété éprouvettes graduées en polypropylène

Réf.	Contenu du pack	€ HT
128019	1 éprouvette de chacun des volumes suivants : 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be