Erlenmeyer pour culture cellulaire en polycarbonate


Flacons d'agitation à baffles en polycarbonate

- En polycarbonate transparent
- Munis de baffles
- Destinés à la culture et à la trypsinisation
- Autoclavables
- Les baffles renforcent l'effet de l'agitation et améliorent l'aération et les échanges gazeux
- Légers et incassables, ils remplacent avantageusement les flacons en verre



Référence	Volume (ml)	Unités/ carton	€ HT/ carton
029543	250	4	NC -
027998	500	4	NC -
029332	1000	2	NC -
027999	2000	2	NC -

Fiole de Fernbach Nalgene™



- En polycarbonate
- Transparente
- Autoclavable
- 2,8 l
- Diamètre base x hauteur : 203 x 229 mm
- Accepte un bouchon n° 13, de diamètre haut 68 mm, de diamètre haut bas 58 mm, et de hauteur 25 mm

Référence	Désignation	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
030002	Fiole de Fernbach	4	NC -

Fioles jaugées en polypropylène

Fioles jaugées en polypropylène Azlon®

- Autoclavables (bouchon dévissé)
- Classe B
- Col rodé
- En polypropylène translucide ou en TPX transparent
- Avec bouchon en polypropylène et trait de jauge

Volume (ml)	Rodage CN	ø x h* (mm)	Réf.	€ HT
25	10/19	40 x 118	001068	NC -
50	14/23	48 x 156	001069	NC -
100	14/23	63 x 180	001070	NC -
250	19/26	83 x 240	001071	NC -
500	19/26	103 x 270	001072	NC -
1000	24/29	125 x 310	093000	NC -


* hauteur totale avec bouchon



Fioles jaugées avec bouchon standard

- En polypropylène
- Sans ménisque (rend très facile la lecture)
- Jaugées avec méthode gravimétrique à 20 °C en classe B
- Autoclavables
- Livrées avec bouchons

Réf.	Volume (ml)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	NS/DIN	Unités/ carton	€ HT/ carton
391366	25	121	36	12/21	20	NC -
391367	50	143	46	14/23	20	NC -
391368	100	174	58	14/23	20	NC -
391369	250	225	82	19/26	10	NC -
391370	500	265	100	19/26	10	NC -
391371	1000	325	120	19/26	5	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be