Entonnoirs pour liquide en polystyrène

Entonnoirs en polystyrène Simport®

- En polystyrène
- Entonnoirs d'usage général
- Pourvus de cannelures pour un meilleur débit
- A usage unique

ø (mm)	Hauteur (mm)	Longeur tige (mm)	ø tige (mm)	Unités/ carton	Référence	€ HT/ carton
55	69	25	4.3	100	**040725**	**NC -**
65	78	30	4.3	100	**040726**	**NC -**



Entonnoirs pour liquide en polypropylène

Entonnoirs en polypropylène tous usages

Référence	Volume (ml)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Ø intérieur tige (mm)	Longueur tige (mm)	€ HT
020383	6	30	47	4	25	**NC -**
020384	14	40	65	4	35	**NC -**
020385	32	50	85	7	43	**NC -**
020386	88	75	108	7	55	**NC -**
020387	222	100	155	8	77	**NC -**
020388	342	120	180	11	90	**NC -**
020389	817	150	220	15	95	**NC -**



Entonnoirs en polypropylène Simport®

- En polypropylène
- Entonnoirs d'usage général
- Pourvus de cannelures pour un meilleur débit
- A usage unique

ø (mm)	Hauteur (mm)	Longeur tige (mm)	ø tige (mm)	Unités/ carton	Référence	€ HT/ carton
55	69	25	4.3	100	**040727**	**NC -**
65	78	30	4.3	100	**039913**	**NC -**



Entonnoirs à analyses

- Matière : polypropylène
- Indiqués pour tous les usages communs du laboratoire
- Supportent des températures jusqu'à +120 °C et peuvent être stérilisés
- Pourvus de cannelures
- Corps avec parois inclinées à 60 °C et dimensions correspondantes aux différents types de filtres, soit plats soit à plis

Référence	Diamètre (mm)	Volume (ml)	Longueur tige (mm)	ø tige (mm)	€ HT
391394A	27	3,5	37	4	**NC -**
391395A	37	10	37	5	**NC -**
391396A	46	20	43	5	**NC -**
391397AA	66	50	62	10	**NC -**
391398A	81	100	70	11	**NC -**
391400A	120	350	86	11	**NC -**
391402A	183	1250	140	14	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be