Entonnoirs pour liquide en polypropylène

Entonnoirs analytiques Nalgene™



- En polypropylène autoclavable
- Le corps a un angle de 60° en interne avec des sillons à 58° pour une filtration plus rapide
- Sillons externes pour éviter le blocage de l'air

Ø interne haut (mm)	34	55	66	77	104	158
Ø externe tige (mm)	6	7	7	7	9	14
Longueur tige (mm)	52	61	65	80	99	151
Hauteur totale (mm)	78	105	116	145	183	276
Capacité (ml)	10	41	65	114	254	976
Ø papier filtre (mm)	55	90	110	125	185	240
Unités/carton	12	12	12	6	4	2
Référence	**029484**	**029486**	**029487**	**029488**	**029490**	**029491**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Entonnoirs utilisations diverses Nalgene™



En polypropylène autoclavable.

Matériau	PP	PP
Diamètre interne haut (mm)	65	103
Diamètre externe tige (mm)	10	11
Longueur tige (mm)	21	34
Hauteur totale (mm)	65	117
Capacité (ml)	62	270
Unités/carton	12	12
Référence	**029497**	**029499**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**

Entonnoirs pour liquide en polyéthylène haute densité

Entonnoirs grand format en polyéthylène Nalgene™



Diamètre interne haut (mm)	201	258
Diamètre externe tige (mm)	23	21
Longueur tige (mm)	89	92
Hauteur totale (mm)	245	300
Capacité (ml)	1899	4064
Unités/carton	1	1
Référence	**029509**	**029510**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**

Entonnoirs HDPE Azlon®



- Agréé contact alimentaire

Référence	Ø interne en haut (mm)	Ø externe tige (mm)	Hauteur totale (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
211948	80	9	80	10	**NC -**
232818	100	11	102	10	**NC -**
211949	120	12	121	10	**NC -**
232819	140	13	141	5	**NC -**
211950	180	17	181	5	**NC -**
785448	230	21	226	5	**NC -**
232820	245	24	239	1	**NC -**
761675	290	27	277	1	**NC -**
232821	380	36	351	1	**NC -**