
Aiguilles extra-longues

- **Pointe biseautée**
- **Aiguille inox et raccord luer inox 304**


Référence	Jauge	Longueur	ø x l (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
075573	16G	12”	1,47 x 305	12	**NC -**
075575	16G	4”	1,47 x 102	12	**NC -**
075574	16G	6”	1,47 x 152	12	**NC -**
075572	18G	10”	1,3 x 254	12	**NC -**
075550	18G	12”	1,3 x 305	12	**NC -**
075571	18G	4”	1,3 x 102	12	**NC -**
075549	18G	6”	1,3 x 152	12	**NC -**
075569	19G	4”	1,07 x 102	12	**NC -**
075570	19G	6”	1,07 x 152	12	**NC -**
075568	20G	10”	0,9 x 254	12	**NC -**
075548	20G	12”	0,9 x 305	12	**NC -**
075567	20G	4”	0,9 x 102	12	**NC -**
075543	20G	6”	0,9 x 152	12	**NC -**
075547	20G	8”	0,9 x 203	12	**NC -**
075565	21G	4”	0,8 x 102	12	**NC -**
075566	21G	6”	0,8 x 152	12	**NC -**
075544	22G	6”	0,7 x 152	12	**NC -**
075564	22G	4”	0,7 x 102	12	**NC -**



Aiguilles d’intubation

Aiguilles en acier inox terminées par une boule pour éviter toute blessure des tissus lors de l’intubation des animaux.
4 types d’aiguilles : droite, pliée, courbée pour petits animaux ou courbée pour grands animaux. Emballées par 12.

Réf.	Forme	Jauge	Long.	ø boule (mm)	Animal	ø x h (mm)	€ HT les 12
075471	Droite	24G	1”	1,25	Souris 14 g	0,56 x 25,2	**NC -**
075472	Droite	22G	1”	1,25	Souris	0,71 x 25,2	**NC -**
075473	Droite	22G	1 1/2”	1,25	15 - 20 g	0,71 x 38,1	**NC -**
075474	Droite	20G	1”	2,25	Souris 20 - 25 g	0,9 x 25,2	**NC -**
075475	Droite	20G	1 1/2”	2,25	rat 50 - 75 g	0,9 x 38,1	**NC -**
075476	Droite	20G	3”	2,25	Souris 20 - 25 g	0,9 x 76,2	**NC -**
075477	Droite	18G	1”	2,25	Souris 25 - 30 g rat 75 - 120 g	1,27 x 25,2	**NC -**
075478	Droite	18G	1 1/2”	2,25	coch d’Inde 250 g	1,27 x 38,1	**NC -**
075479	Droite	18G	2”	2,25	Souris 30 - 35 g rat 100 - 200 g	1,27 x 50,8	**NC -**
075480	Droite	18G	3”	2,25	coch d’Inde 350 g	1,27 x 76,2	**NC -**
075482	Droite	16G	2”	3	Rat 100 - 200 g	1,65 x 50,8	**NC -**
075483	Droite	16G	3”	3	Coch d’Inde 350 g	1,65 x 76,2	**NC -**
075484	Droite	14G	3”	4	Coch on d’Inde	2,11 x 76,2	**NC -**
075485	Droite	13G	3”	4	400-600 g	2,41 x 76,2	**NC -**
075486	Courbe	20G	1 1/2”	2,25	Souris	0,9 x 38,1	**NC -**
075487	Courbe	20G	3”	2,25	20 - 25 g	0,9 x 76,2	**NC -**



Réf.	Forme	Jauge	Long.	ø boule (mm)	Animal	ø x h (mm)	€ HT les 12
075488	Courbe	18G	1 1/2”	2,25	Rat 75 - 120 g	1,27 x 38,1	**NC -**
075489	Courbe	18G	2”	2,25	Souris 30 - 35 g	1,27 x 50,8	**NC -**
075490	Courbe	18G	3”	2,25	rat 100 - 200 g	1,27 x 76,2	**NC -**
075491	Courbe	16G	2”	3	Rat 100 - 200 g	1,65 x 50,8	**NC -**
075492	Courbe	16G	3”	3	Rat 150 - 300 g coch d’Inde 350 g lapin 1 - 3 kg	1,65 x 76,2	**NC -**
075493	Courbe	16G	4”	3		1,65 x 101,6	**NC -**
075494	Courbe	14G	3”	4	Coch d’Inde 400 g	2,11 x 76,2	**NC -**
075495	Courbe	18G	2”	3	Coch d’Inde 250 g	1,27 x 76,2	**NC -**
075496	Pliée	12G	3 1/2”	6,25	Primate ‹ 4,5 kg	2,7 x 8,82	**NC -**

Aiguilles Microfil™ non métalliques

- **Pour le remplissage des micropipettes en évitant la formation de bulles d’air**
- **Extrêmement flexibles**
- **Résistants à la plupart des acides, bases et solvants organiques, chimiquement inertes**
- **Composition : plastique et silice, exemptes de métal**
- **Livrées avec un embout type Luer**
- **Stérilisables, autoclavables**

Réf.	Gauge	Longueur (mm)	ø externe (mm)	ø interne (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
050200	34G	67	0,164	0,1	5	**NC -**
050202	28G	97	0,35	0,25	5	**NC -**
050204	28G	67	0,35	0,25	5	**NC -**

