BD Vacutainer - Systèmes de prélèvement sous vide (suite)

Tubes pour prélèvement sanguin

Tubes PAXgene

Vol. (ml)	Dim. (mm)	Couleur bouchon	Matière	Étiquette papier	€ HT les 100
Tubes PAXgene pour stabilisation ARN					
2,5	16 x 100	Blanc translucide	PET	762165	NC -
Tubes PAXgene pour stabilisation ADN intracellulaires					
2,5	13 x 75	Blanc translucide	PET	761165	NC -

Tubes pour charges virales HIV et HCV

Vol. (ml)	Dim. (mm)	Couleur bouchon	Matière	Additif	Étiquette papier	€ HT les 100
5	13 x 100	Blanc nacré	PET	K2 EDTA + gel séparateur de plasma	362795	NC -
8,5	16 x 100	Blanc nacré	PET	K2 EDTA + gel séparateur de plasma	362799	NC -

Tubes CPT pour prélèvement, séparation et conservation des cellules mononucléées

Catégories	Vol. (ml)	Dim. (mm)	Couleur bouchon	Matière	Additif	Étiquette papier	€ HT les 60
➤ Tubes en verre avec gel séparateur et solution de Ficoll Hypaque ➤ Bouchon conventionnel	8	16 x 125	Rouge et vert	Verre	Héparine de sodium	362780	NC -
	4	13 x 100	Bleu et noir	Verre	Citrate de sodium 0,100M	362781	NC -
	8	16 x 125	Bleu et noir	Verre	Citrate de sodium 0,100M	362782	NC -

Tubes pour prélèvement sanguin : tubes Microtainer - prélèvement capillaire

➤ **Avec bouchon de sécurité Microgard**

➤ **Dimensions externes : 10 x 45 mm**

Référence	Désignation	Volume (µl)	Couleur	Unités/ carton	€HT/ carton
365964A	Tube sec	250 - 500	Rouge	50	NC -
365968A	SST silice et gel	400 - 600	Or	50	NC -
365979A	SST silice et gel, tube ambré	400 - 600	Or	50	NC -
365986A	Héparine de lithium et gel	400 - 600	Vert clair	50	NC -
365988A	Héparine de lithium et gel, tube ambré	400 - 600	Vert clair	50	NC -
365966A	Héparine de lithium	200 - 400	Vert	50	NC -



Prolongateur pour Microtainers

Référence	Désignation	Unités/ carton	€HT/ carton
368933A	Prolongateur diamètre 10 mm	50	NC -

Aiguilles pour prélèvement de sang sous vide

Aiguilles BD Eclipse et Eclipse Signal

Catégorie	Descriptif	Gauge	Couleur	Aiguilles seules	Aiguilles avec corps de prélèvement pré-monté
Eclipse	➤ Longueur 32 mm	21	Vert	368609A	368650
		22	Noir	368610A	368651
Unités/boîte				48	100
€ HT/boîte				NC -	NC -
Eclipse Signal	➤ Longueur 32 mm ➤ Paroi extra-fine et indicateur de retour veineux	21	Vert	368837A	368835A
		22	Noir	368838A	368836A
Unités/boîte				50	50
€ HT/boîte				NC -	NC -



Eclipse seule

Eclipse + corps de prélèvement

Vacutainer Push Button : prélèvement de sang et perfusion de courte durée

Descriptif	Gauge	Couleur	Aiguille UltraTouch + adaptateur luer	Aiguille + adaptateur luer	Aiguille + adaptateur luer et corps pré-monté	Sans adaptateur
➤ Aiguilles à ailettes de sécurité, avec retrait automatique ➤ Aiguilles avec adaptateur : tubulure 178 mm ➤ Aiguilles sans adaptateur : tubulure 305 mm ➤ Longueur aiguille : 19 mm ➤ Aiguille UltraTouch : biseau Pentapoint, paroi ultrafine	21	Vert	367393A	367338	367355	367326A
	23	Bleu clair	367392A	367336	367354	367324A
	25	Bleu roi	367391A	367335	-	367323A
Unités/boîte			50	50	100	50
€ HT/boîte			NC -	NC -	NC -	NC -



Push button + corps

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be