Scalpels à usage unique et lames



Lames chirurgicales stériles

Ces lames chirurgicales sont présentées en boîtes de 100, chaque lame étant présentée individuellement sous emballage aluminium.

- **Stérilisées aux rayons gamma à 2,5 mégarads**
- **Emballage individuel**
- **Acier au carbone**
- **Marquage CE**

Référence	N° lame	Unités/ carton	€ HT/ carton
132510	10	100	NC -
132511	11	100	NC -
132512	12	100	NC -
132515	15	100	NC -
132518	18	100	NC -
132520	20	100	NC -
132521	21	100	NC -
132522	22	100	NC -
132523	23	100	NC -
132524	24	100	NC -
132525	25	100	NC -

Manches en métal pour lames

Référence	Pour	€ HT
3740003	Lame 10 à 18	NC -
3740004	Lame 20 à 25	NC -



Scalpels stériles (bistouris)

Scalpels à usage unique présentés en emballage individuel pelable stérile. Manche en plastique.

Référence	N° lame	Unités/ carton	€ HT/ carton
132610	10	10	NC -
132611	11	10	NC -
132612	12	10	NC -
132615	15	10	NC -
132618	18	10	NC -
132620	20	10	NC -
132621	21	10	NC -
132622	22	10	NC -
132623	23	10	NC -
132624	24	10	NC -
132625	25	10	NC -

Scalpels non stériles

Scalpels non stérile, en sachet de 50.

Référence	N° lame	Unités/ carton	€ HT/ carton
132622V	22	50	NC -
132623V	23	50	NC -

Scalpels à lame fixe

- **Manche en bois ou en acier inox**
- **A lame fixe**
- **Réutilisable**
- **Longueur totale : 150 mm**

Référence	Désignation	€ HT
076460	Scalpel manche en bois	NC -
076461	Scalpel manche en acier inox	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be