
Pinces droites



	Pince nickel		Pince acier inox		Pince acier inox coatée PTFE		Pince acier léger	
A x B (mm)	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
150 x 72	442212	NC -	442214	NC -	442215	NC -	-	-
200 x 95	442213	NC -	-	-	-	-	-	-
210 x 105	-	-	442216	NC -	442233	NC -	-	-
320 x 130	-	-	442234	NC -	-	-	-	-
508 x 130	-	-	442235	NC -	-	-	-	-
160 x 75	-	-	-	-	-	-	442236	NC -
210 x 110	-	-	-	-	-	-	442237	NC -
410 x 130	-	-	-	-	-	-	442238	NC -




Pinces en acier inox pour flasque et pour bécher



Référence	Désignation	€ HT
442252	Pince pour flasque, longueur : 235 mm	NC -
442253	Pince pour bécher, longueur : 356 mm	NC -

Pince en polypropylène renforcé de fibre de verre



- En polypropylène renforcé de fibre de verre
- Longueur : 125 mm
- Stérilisables à l'oxyde d'éthylène ou autoclavables

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
020416	Pince en PP renforcé de fibre de verre	100	NC -

Pince de prélèvement stérile



- A surface interne gaufrée pour une meilleure préhension des objets
- Stérile, emballage unitaire

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
085931	Pince de prélèvement longueur 108 mm	25	NC -