Pinces en POM

Pinces en polyoxyméthylène (POM) coloris jaune.

- **Réutilisables, autoclavables**
- **Extrémités arrondis, flexibles**

Référence	Longueur (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
391067	117	5	**NC -**
391068	148	5	**NC -**
391069	253	5	**NC -**



Pinces en polystyrène

Pinces en polystyrène bleu, non stérile ou stérile sous blister individuel.

- **Souples et légères**
- **Pointes crantées**
- **Longueur 125 mm ou 105 mm**

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
956507	Pince non stérile 125 mm	1500	1500	**NC -**
956506	Pince stérile 125 mm sous blister	1	100	**NC -**
956509	Pince stérile 125 mm sous blister certifiée CE	1	100	**NC -**
064003	Pince non stérile 105 mm	100	100	**NC -**
064004	Pince stérile 105 mm sous blister	1	100	**NC -**




Pince stérile

Pince en plastique à usage unique.

- **En polypropylène et fibre de verre**
- **Stérilisée à l'oxyde d'éthylène**
- **Sous emballage individuel pelable**

Référence	Matière	Type	Longueur (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
030771	Plastique renforcé	Bouts pointus	110	100	**NC -**



Pinces forceps à usage unique

Autoclavables.

- En coloris bleu foncé, la pince avec guide interne, embouts pointus.

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
037876	Forceps bleu foncé 111 mm	6	**NC -**



Pinces d'alliage polymérique

- **Sans silicone et amine**
- **Résistantes aux acides**
- **Non magnétiques**
- **Antibactérien**
- **Résistantes jusqu'à +175 °C**

Référence	L x l (mm)	Largeur pointe (mm)	Epaisseur pointe (mm)	€HT
327007	121,5 x 9,5	0,6 ± 0,1	0,4 ± 0,1	**NC -**
327008	119,7 x 9,1	1,9 ± 0,1	0,3 ± 0,1	**NC -**



327007



327008

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be