Pinces en acier inoxydable 18/12 Wironit

Le Wironit est un acier inoxydable 18/12 avec 18 % de chrome et de 10 à 12 % de nickel, encore plus résistant à la corrosion.

Dissection



Préparation



Type		Longueur (mm)	Référence	€ HT
Dissection	Pointue	120	**491030**	**NC -**
	Pointue	160	**491031**	**NC -**
Préparation	Arrondie	100	**491032**	**NC -**
	Pointue	100	**491033**	**NC -**
Brucelles	Courbée	105	**491034**	**NC -**
	Courbée	115	**491035**	**NC -**
	Courbée	130	**491036**	**NC -**
	Droite	120	**491039**	**NC -**
	Droite	130	**491037**	**NC -**
	Droite	140	**491040**	**NC -**
	Arrondie	115	**491038**	**NC -**
Dumont	n° 4	105	**491041**	**NC -**
	Angulaire	105	**491042**	**NC -**
	Courbée	105	**491043**	**NC -**
	n° 7	105	**491044**	**NC -**
Soudure	Droite	160	**491045**	**NC -**
Pour lamelles	-	105	**491046**	**NC -**
	Courbée	160	**491047**	**NC -**
	Droite	160	**491048**	**NC -**

Brucelles



Dumont



Soudure



Pour lamelles



Pinces à dissection



Excellente résistance, acier inoxydable. Marquage CE.

Référence	Forme	Extrémités	Longueur (cm)	€ HT
005072	Droit	Arrondies	10	**NC -**
005073	Droit	Arrondies	12	**NC -**
005074	Droit	Arrondies	14	**NC -**
005075	Droit	Arrondies	16	**NC -**
005076	Droit	Arrondies	20	**NC -**
005077	Droit	Arrondies	25	**NC -**
005078	Courbe	Arrondies	12	**NC -**
005079	Courbe	Arrondies	14	**NC -**
005080	Courbe	Arrondies	16	**NC -**
005082	Droit	Pointues	10	**NC -**
005083	Droit	Pointues	13	**NC -**
005084	Droit	Pointues	14	**NC -**
005085	Droit	Pointues	16	**NC -**
005086	Courbe	Pointues	11	**NC -**
005087	Courbe	Pointues	14	**NC -**
005088	Courbe	Pointues	16	**NC -**

Pinces de précision



Pinces à bouts pointus effilés pour les travaux de précision, sans rainure. En acier inoxydable 18/8 non magnétique ou en acier recouvert de Teflon. Ne résistent pas à l'acétone.

Référence	Matériau	Bout	Longueur (mm)	€ HT
076130	Acier inox	Droit pointu	105	**NC -**
076131	Acier inox	Courbe pointu	105	**NC -**
076132	Acier Teflon	Droit pointu	105	**NC -**
076133	Acier Teflon	Courbe pointu	105	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be