
Pinces à griffes

Marquage CE. En acier inoxydable, ces pinces présentent :
- soit 1 griffe à une extrémité et 2 griffes à l'autre ;
- soit 2 griffes à une extrémité et 3 griffes à l'autre.

Référence	Désignation	Longueur (cm)	€ HT
005089	Pince à 3 griffes (1 + 2)	14	NC -
005090	Pince à 5 griffes (2 + 3)	14	NC -



Pinces pour les filtres membranes

- **Pour la manipulation de filtres membranes**
- **Pinces en acier inoxydable poli avec bouts arrondis plats**
- **Stérilisables en autoclave ou par flambage après trempage dans l'alcool**
- **Vendues par 3 : coloris vert anis, bleu turquoise et rose fuchsia**

Référence	Désignation	€ HT le lot de 3
051000	Pinces à bouts plats, lot de 3 coloris assortis	57 -



Pinces Wafer

Pinces pour filtres

- **En acier chirurgical**
- **Pointes douces conductrices en fibres de verre**
- **Résistantes jusqu'à +250 °C**
- **Surface lisse**



Référence	L x l (mm)	Largeur pointe (mm)	Epaisseur pointe (mm)	€HT
327001	136,3 x 10,2	13,2 ± 0,1	0,2 ± 0,1	NC -
327002	136,6 x 9,8	27,4 ± 0,1	0,3 ± 0,1	NC -

Pince pour lamelles

- **En acier chirurgical**
- **Traitement de surface : sablé**
- **Résistante aux acides**
- **Inoxydable**
- **Antimagnétique**



Référence	L x l (mm)	Largeur pointe (mm)	Epaisseur pointe (mm)	€HT
327003	132,2 x 10,4	60,1 ± 0,2	0,4 ± 0,1	NC -

Pincettes pour tissus avec embout en anneau



Pointe en acier inoxydable 18/8. En forme d'anneau, pour des tissus sensibles.

Référence	Ø anneau (mm)	Longueur (mm)	€ HT
764000	6	90	NC -
764001	3	90	NC -

Pince à bouts caoutchouc pour verrerie



Facilite la préhension de capillaires en verre sans casse ni contamination.

Référence	Désignation	€ HT
W77020	Pince à bouts caoutchouc pour verrerie	NC -

Aiguilles et lancettes à dissection

Aiguilles et lancettes en acier inox 18/8 avec ou sans manchette.Autoclavables.

	Sans poignée		Avec poignée plastique		Avec poignée inox	
Longueur (mm)	100		140		140	
Modèle	**Référence**	**€ HT**	**Référence**	**€ HT**	**Référence**	**€ HT**
Aiguille droite	076256	NC -	076257	NC -	076258	NC -
Aiguille courbe	-	-	076259	NC -	076260	NC -
Lancette	076261	NC -	076262	NC -	076263	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be