Manche, anse et aiguilles en acier inoxydable 18/12 Wironit



Le Wironit est un acier inoxydable 18/12 avec 18 % de chrome et de 10 à 12 % de nickel, encore plus résistant à la corrosion, et anti-magnétique.

Référence	Désignation	Unité d'emb.	€ HT
491026	Manche pour anse, L : 170 mm	1	**NC -**
491007	Aiguilles droites, L : 50 mm	10	**NC -**
491008	Aiguilles lancéolées, L : 50 mm	10	**NC -**
491009	Anses Wironit, Ø : 2,5 mm, L : 50 mm	10	**NC -**

Pinces, porte-aiguilles et ciseaux en titane ou inox



Référence	Schéma	Type	Longueur (cm)	€ HT
500085	I	N° 5, pointe ultra fine - en INOX - 0,025 x 0,015 mm	-	**NC -**
170136	-	Pince Dumont 0,06 x 0,01 mm	-	**NC -**
W501923	-	Porte-aiguilles	14	**NC -**
143620B	L	Vannas, droit - Lames 7,5 mm	8	**NC -**
W555641S	-	Vannas, courbé - Lames 7,5 mm	8	**NC -**

Pinces en bois pour tubes



Pince en bois à ressort pour la manipulation de tubes chauds ou pour tenir un tube à la flamme. Pour tous tubes de 13 à 30 mm.

Référence	Désignation	€ HT
046007	Pince en bois longueur 200 mm	**NC -**
046008	Pince en bois longueur 250 mm	**NC -**

Pince clamp type ciseau



Pince en polypropylène bleu.

- **Les machoires sont striées pour une bonne préhension**
- **La poignée ciseau possède un crochet de verrouillage**

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
029111	Pince clamp	12	**NC -**

Pince Kocher



Pince en acier inox à 2 griffes. Marquage CE.

Référence	Désignation	Longueur (cm)	€ HT
005099	Pince Kocher	16	**NC -**

Ciseaux ultra-fins



Ciseaux en acier inoxydable. Excellent tranchant. Marquage CE.

Référence	Forme	Extrémités	Longueur (cm)	€ HT
005066	Droit	Arrondie - Arrondie	12	**NC -**
005067	Droit	Pointue - Arrondie	12	**NC -**
005068	Droit	Pointue - Pointue	12	**NC -**
005069	Courbe	Arrondie - Arrondie	12	**NC -**
005070	Courbe	Pointue - Arrondie	12	**NC -**
005071	Courbe	Pointue - Pointue	12	**NC -**