Sachets Whirl-Pak avec éponge de prélèvement

- En polyéthylène basse densité, non autoclavables
- Stériles
- Fermeture des sachets par des languettes métalliques
- Sachets avec éponge pour échantillonnage de surface environnementale



952920



952919

Sachets Whirl-Pak speci-sponge

- Dimensions de l'éponge (L x l x h) : 76 x 38 x 15 mm
- Tige de prélèvement : pour zone difficile d'accès

				Eponge sèche			Eponge pré-humidifiée*		
Composition du sachet	l x h (mm)	Vol. (ml)	Epaisseur (µm)	Réf.	Unités/ carton	€ HT/ carton	Réf.	Unités/ carton	€ HT/ carton
Eponge	115 x 230	532	64	**052969**	100	**NC -**	**952918**	100	**NC -**
Eponge et gant stérile	115 x 230	532	64	**052971**	100	**NC -**	**952919**	100	**NC -**
Eponge	190 x 300	1627	102	**052970**	100	**NC -**	-	-	-
Eponge et tige de prélèvement	150 x 230	710	64	**952920**	50	**NC -**	-	-	-

*Eponge pré-humidifiée avec une solution tampon neutralisante.

Sachets Whirl-Pak Hydrated polysponge

- En polyuréthane haute densité
- Eponge pré-humidifiée d'un bouillon neutralisant HiCap
- Hydrated polyprobe : éponge avec tige de prélèvement pour zone difficile d'accès

Réf.	Désignation	l x h (mm)	Epaisseur (µm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
952915	Hydrated polysponge	115 x 230	64	100	**NC -**
952916	Hydrated polysponge avec gant stérile	115 x 230	64	100	**NC -**
952917	Hydrated polyprobe	150 x 230	64	100	**NC -**



952915


952916



Grattoirs Laboplast

- En polystyrène
- Fabriqués en salle blanche classe 7
- Pour gratter, lisser ou nettoyer
- Idéal pour votre congélateur
- Emballage individuel

Référence	Stérile	Couleur	Unités/ carton	€ HT/ carton
795670	Non	Blanc	10	**NC -**
795673	Oui	Bleu	10	**NC -**





Grattoirs forme spatule

Dimension : 35 mm.
Compatibles avec les baguettes d'agitation ø 8 mm.

Gris	Rouge	Transparent	Unités/ carton	€ HT/ carton
091821	**091822**	**091823**	10	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be