
Filtres membrane MF

Membrane constituée d'un mélange d'esters de cellulose (nitrate et acétate). Filtres standard convenant à une grande variété d'applications en analytique et en recherche.
Autres diamètres disponibles sur demande.

- **Autoclavables à 121 °C**
- **Utilisation recommandée à une température inférieure à 75 °C**
- **Compatibilité chimique : solutions aqueuses et solvants non polaires**
- **Disponibles dans de nombreuses dimensions de pores allant de 0,025 µm à 8 µm**
- **Applications : clarification et stérilisation de fluides, contrôle de la contamination particulaire de l'air, analyses microbiologiques**




Surface / ø (mm)	Unie / ø 13 mm		Unie / ø 25 mm		Quadrillée / ø 25 mm		Unie / ø 47 mm		Quadrillée / ø 47 mm	
Porosité (µm)	Référence	€ HT/boîte de 100	Référence	€ HT/boîte de 100	Référence	€ HT/boîte de 100	Référence	€ HT/boîte de 100	Référence	€ HT/boîte de 100
0,025	044145	NC -	044146	NC -	-	-	044147	NC -	-	-
0,05	044142	NC -	044143	NC -	-	-	044144	NC -	-	-
0,1	044139	NC -	044140	NC -	-	-	044141	NC -	-	-
0,22	044119	NC -	044120	NC -	-	-	044121	NC -	-	-
0,45	044124	NC -	044125	NC -	044122	NC -	044126	NC -	044123*	NC -
0,65	044116	NC -	044117	NC -	-	-	044118	NC -	-	-
0,8	044113	NC -	044114	NC -	044111	NC -	044115	NC -	044112	NC -
1,2	044127	NC -	044128	NC -	-	-	044129	NC -	-	-
3,0	044136	NC -	044137	NC -	-	-	044138	NC -	-	-
5,0	044133	NC -	044134	NC -	-	-	044135	NC -	-	-
8,0	044130	NC -	044131	NC -	-	-	044132	NC -	-	-

*membrane blanche quadrillée noire

Filtres membrane Express® PLUS

Membrane en polyéthersulfone (PES). Pour la filtration stérilisante ultra-rapide de milieux de culture cellulaire, d'additifs et autres solutions aqueuses. Autres diamètres disponibles sur demande.

- **Débits et capacité très élevés**
- **Faible adsorption protéique**



ø (mm)	ø 13 mm		ø 25 mm		ø 47 mm		ø 90 mm		ø 142 mm	
Porosité (µm)	Référence	€ HT/boîte de 100	Référence	€ HT/boîte de 100	Référence	€ HT/boîte de 100	Référence	€ HT/boîte de 50	Référence	€ HT/boîte de 50
0,22	044167	NC -	044168	NC -	044169	NC -	051747	NC -	051845	NC -
0,45	051755	NC -	051756	NC -	051757	NC -	051758	NC -	051759	NC -

Filtres membrane Durapore

Durapore hydrophile


Membrane en fluorure de polyvinylidène (PVDF).
Autres diamètres et dimensions de pores disponibles sur demande.

- **Très faible adsorption protéique : 4 µg/cm², nettement inférieure à la nitrocellulose, le nylon et le PTFE**
- **Large compatibilité chimique**
- **Autoclavables à 121 °C**

Applications

- **Filtration stérilisante des solutions protéiques, des milieux de culture cellulaire, des additifs, des antibiotiques et des alcools**
- **Elimination des particules**
- **Analyses biologiques**

ø (mm)	ø 13 mm		ø 25 mm		ø 47 mm	
Porosité (µm)	Référence	€ HT/boîte de 100	Référence	€ HT/boîte de 100	Référence	€ HT/boîte de 100
0,1	044164	NC -	044165	NC -	044166	NC -
0,22	044153	NC -	044154	NC -	044155	NC -
0,45	044158	NC -	044159	NC -	044160	NC -
0,65	044148	NC -	044149	NC -	044150	NC -
5,0	044161	NC -	044162	NC -	044163	NC -



Durapore hydrophobe

- **Taux d'adsorption protéique élevé : 150 µg/cm²**
- **Autoclavables à 121 °C**
- **Apllications : clarification de l'air et des gaz**
- **Filtration stérilisante des gaz**

ø (mm)	ø 25 mm		ø 47 mm	
Porosité (µm)	Référence	€ HT/boîte de 100	Référence	€ HT/boîte de 100
0,22	044151	NC -	044152	NC -
0,45	044156	NC -	044157	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be