Filtres membrane Whatman™

Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

- Membrane hydrophobe, résistante aux solvants organiques ainsi qu'aux bases et acides forts (ex : filtration des solvants HPLC)

Référence	Type	Seuil de filtration(µm)	Membrane	Diamètre (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
036869	TE35	0,2	PTFE	47	50	NC -
034962	TE35	0,2	PTFE	50	50	NC -
036871	TE36	0,45	PTFE	47	50	NC -
037317	TE36	0,45	PTFE	50	50	NC -
036872	TE37	1	PTFE	47	50	NC -
036873	TE38	5	PTFE	47	50	NC -

Cellulose régénérée (RC)


- Faible adsorption protéique
- Membrane hydrophile
- Résistante à une grande variété de solvants
- Convient pour une utilisation avec des solutions aqueuses ou des solvants organiques
- Compatible avec les solvants utilisés en HPLC

Référence	Type	Seuil de filtration(µm)	Membrane	Diamètre (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
034972	RC58	0,2	RC	47	100	NC -
037178	RC58	0,2	RC	50	100	NC -
036824	RC55	0,45	RC	47	100	NC -
037159	RC55	0,45	RC	50	100	NC -
036885	RC60	1	RC	47	100	NC -

Nylon/Polyamide (NYL)

- Membrane hydrophile
- Résistante à certains solvants organiques, adaptée pour une utilisation avec des échantillons à pH élevé (ex : filtration de phases mobiles, tampons, etc.)

Référence	Type	Seuil de filtration(µm)	Membrane	Diamètre (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
036874	NL16	0,2	Polyamide	25	100	NC -
036875	NL17	0,45	Polyamide	25	100	NC -
036876	NL16	0,2	Polyamide	47	100	NC -
036877	NL17	0,45	Polyamide	47	100	NC -
037318	NL16	0,2	Polyamide	50	100	NC -
037319	NL17	0,45	Polyamide	50	100	NC -



WEB

Saisissez la référence sur dulis.be pour retrouver le guide de compatibilité chimique des filtres membrane Whatman™

PTFE : polytétrafluoroéthylène ; ANP : , Anopore™ ; RC : cellulose régénérée ; AC : acétate de cellulose ; NYL : nylon/polyamide

Anopore™ (ANP)

- Faible adsorption protéique
- Membrane hydrophile, excellente compatibilité avec les solvants organiques
- Distribution de taille de pores extrêmement précise, seuil de filtration très bas
- Teneur minimale en extractibles
- Virtuellement transparente : idéale pour les examens au microscope

Référence	Type	Seuil de filtration(µm)	Membrane	Diamètre (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
036191	Anodisc	0,02	Anopore	25	50	NC -
036886	Anodisc	0,1	Anopore	25	50	NC -
036413	Anodisc	0,2	Anopore	25	50	NC -
036188	Anodisc	0,02	Anopore	47	50	NC -
036189	Anodisc	0,1	Anopore	47	50	NC -
036190	Anodisc	0,2	Anopore	47	50	NC -

Acétate de cellulose (AC)

- Membrane hydrophile, faible adsorption protéique (convient parfaitement aux applications de récupération de protéines)
- Résistance aux solvants limitée

Référence	Type	Seuil de filtration(µm)	Membrane	Diamètre (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
036878	OE66	0,2	AC	47	100	NC -
036879	OE67	0,45	AC	47	100	NC -
036881	ST68	0,8	AC	47	100	NC -
036882	ST69	1,2	AC	47	100	NC -

FILTRATION SÉPARATION

Filtres membrane stériles en esters de cellulose Whatman™

- Pour contrôles microbiologiques
- Emballage individuel en bandes, format STL, compatible avec les distributeurs Merck Millipore et Sartorius
- Différents et quadrillages et couleurs
- Stérilisés à l'oxyde d'éthylène
- Esters mixtes de cellulose
- Epaisseur : 135 µm

WEB

Saisissez la référence sur dulis.be pour retrouver le guide de sélection et le guide de compatibilité chimique de membranes Whatman™



Membranes ME 25 Select

- Quadrillé noir sur fond blanc
- Récupération E.Coli supérieure à 90 %

Réf.	Diamètre (mm)	Taille des pores (µm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
037097	50	0,45	4 x 100	NC -



Membranes STL pour utilisation avec distributeur

Référence	Type	Seuil de filtration (µm)	Membrane	Ø (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
10407312	ME 25/21 STL	0,45	Blanche quadrillée noire 3,1 mm	47	4 x 100	NC -
10407314	ME 25/21 STL	0,45	Blanche quadrillée noire 3,1 mm	50	4 x 100	NC -
10407332	ME 25/31 STL	0,45	Noire quadrillée blanche 3,1 mm	47	4 x 100	NC -
10407334	ME 25/31 STL	0,45	Noire quadrillée blanche 3,1 mm	50	4 x 100	NC -
10407370	ME 25/41 STL	0,45	Verte quadrillée noire 3,1 mm	47	4 x 100	NC -
10407372	ME 25/41 STL	0,45	Verte quadrillée noire 3,1 mm	50	4 x 100	NC -
10408712	ME 24/21 STL	0,2	Blanche quadrillée noire 3,1 mm	47	4 x 100	NC -
10408714	ME 24/21 STL	0,2	Blanche quadrillée noire 3,1 mm	50	4 x 100	NC -
10407324	ME 25/20 STL	0,45	Blanche quadrillée noire 5,0 mm	50	4 x 100	NC -

Distributeur de membranes

Référence	Désignation	€ HT
036900	Distributeur manuel de membranes	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be