Filtres membrane économiques, stériles quadrillés

- En mixte d'esters de cellulose (acétate de cellulose et nitrate de cellulose)
- Membranes hydrophiles et biologiquement inertes
- Stériles, emballées individuellement

Référence	Taille des pores (µm)	Coloris	Quadrillage	ø (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
010362C	0,45	Blanc	Noir	47	100	NC -
175071	0,45	Noir	Blanc	47	100	NC -



Papiers filtre en microfibres de verre Merck Millipore

Type AP15 : rétention nominale 0,8 µm

Référence	Diamètre (mm)	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
044221	25	100	NC -
044222	47	100	NC -

Type AP20 : rétention nominale 1 µm

Référence	Diamètre (mm)	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
044223	13	100	NC -
044224	25	100	NC -
044225	47	100	NC -

Type AP25 : rétention nominale 2 µm
(3 fois plus épais que le type AP20)


Référence	Diamètre (mm)	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
044226	13	100	NC -
044227	25	100	NC -
044228	47	100	NC -

Type AP40 : rétention nominale 0,8 µm
(Sans liant, pour les applications analytiques)

Référence	Diamètre (mm)	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
044229	47	500	NC -

D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

- Pour la préfiltration afin de protéger une membrane de microfiltration lors de filtration de solutions colmatantes
- Grande capacité de rétention des particules dans toute l'épaisseur
- AP15, AP20, AP25 à résine acrylique de liaison évitant tout relargage de fibres lors de la filtration
- AP40 est sans liant, conforme aux normes d'analyses telles que la détermination des matières en suspension dans les eaux, les analyses de l'air



Pinces pour les filtres membranes

- Pour la manipulation de filtres membranes
- Pinces en acier inoxydable poli avec bouts arrondis plats
- Stérilisables en autoclave ou par flambage après trempage dans l'alcool
- Vendues par 3 : coloris vert anis, bleu turquoise et rose fuchsia

Référence	Désignation	€ HT le lot de 3
051000	Pinces à bouts plats, lot de 3 coloris assortis	NC -

