Filtres seringue Millex



Le choix des membranes :

- **Durapore** : membrane en PVDF, à très faible adsorption protéique.
- **Express** : membrane en PES alliant faible adsorption protéique et rapidité de filtration.
- **Ester de cellulose** : membrane standard d'usage varié, disponible en de nombreuses porosités.
- **Fluoropore** : PTFE hydrophobe pour la filtration de gaz et de solvants organiques.
- **LCR** : PTFE hydrophylisé, universelle, pour solutions aqueuses et solvants.

➤ **La gamme la plus large : un type de Millex est spécialement conçu pour chaque application**

➤ **Une qualité contrôlée : la rigueur des contrôles donne aux Millex une sûreté et une garantie incomparables**

Millex stériles pour la filtration de solutions aqueuses

Taille des pores (µm)	Volume maxi (ml)	Membrane	Corps de filtre	Entrée/ sortie	Type Millex	ø (mm)	Référence Merck Millipore	Unités/ carton	Référence	€ HT/ carton
Membrane MF (esters de cellulose) - code couleur BLEU										
0,22	100	Ester de cellulose	Acrylique	LL/LT	Millex-GS	33	SLGSo33SS	50	**051337**	**NC -**
0,22	100	Ester de cellulose	Acrylique	LL/LT	Millex-GS	33	SLGSo33SB	250	**051403**	**NC -**
0,45	100	Ester de cellulose	Acrylique	LL/LT	Millex-HA	33	SLHAo33SS	50	**051338**	**NC -**
0,45	100	Ester de cellulose	Acrylique	LL/LT	Millex-HA	33	SLHAo33SB	250	**051404**	**NC -**
0,8	100	Ester de cellulose	Acrylique	LL/LT	Millex-AA	33	SLAAo33SS	50	**051339**	**NC -**
0,8	100	Ester de cellulose	Acrylique	LL/LT	Millex-AA	33	SLAAo33SB	250	**051405**	**NC -**
Membrane Durapore (PVDF) à très faible adsorption protéique - code couleur JAUNE										
0,1	100	Durapore	Acrylique	LL/LT	Millex-VV	33	SLVVo33RS	50	**051375**	**NC -**
0,22	1	Durapore	HDPE	LL/LT	Millex-GV	4	SLGVo04SL	100	**051201**	**NC -**
0,22	10	Durapore	HDPE	LL/LT	Millex-GV	13	SLGVo13SL	100	**051202**	**NC -**
0,22	100	Durapore	Acrylique	LL/LT	Millex-GV	33	SLGVo33RS	50	**051366**	**NC -**
0,22	100	Durapore	Acrylique	LL/LT	Millex-GV	33	SLGVo33RB	250	**051407**	**NC -**
0,45	1	Durapore	HDPE	LL/LT	Millex-HV	4	SLHVo04SL	100	**051209**	**NC -**
0,45	10	Durapore	HDPE	LL/LT	Millex-HV	13	SLHVo13SL	100	**051210**	**NC -**
0,45	100	Durapore	Acrylique	LL/LT	Millex-HV	33	SLHVo33RS	50	**051350**	**NC -**
0,45	100	Durapore	Acrylique	LL/LT	Millex-HV	33	SLHVo33RB	250	**051408**	**NC -**
5	100	Durapore	Eastar	LL/LT	Millex-SV	25	SLSVo25LS	50	**051214**	**NC -**
Membrane Express (PES) à faible adsorption protéique et à débit élevé - code couleur VERT										
0,22	200	Express	Acrylique	LL/LT	Millex-GP	33	SLGPo33RS	50	**051205**	**NC -**
0,22	200	Express	Acrylique	LL/LT	Millex-GP	33	SLGPo33RB	250	**051409**	**NC -**
Membrane LCR (PTFE) hydrophile à faible adsorption protéique et bonne compatibilité chimique										
0,22	10	PTFE hydrophylisé	PVC	LL/LT	Millex-LG	13	SLLGo13SL	100	**051400**	**NC -**
0,22	100	PTFE hydrophylisé	PVC	LL/LT	Millex-LG	25	SLLGo25SS	50	**051323**	**NC -**


Millex HPF pour la filtration de solutions chargées



➤ **Filtration finale à 0,45 µm**

➤ **2 à 4 fois plus rapide qu'une unité sans préfiltre**

➤ **"Automation certified" pour automatisation Zymark**



* : Automation certified

Taille pores (µm)	Volume maxi (ml)	Membrane	Corps de filtre	Entrée/ sortie	Type Millex	ø (mm)	Référence Merck Millipore	Unités/ carton	Réf.	€ HT/ carton
0,2	300	PTFE + préfiltre	HDPE	LL/LT	HPF Millex-LG	25	SLLGM25NS	50	**051802**	**NC -**
0,2	300	Nylon + préfiltre	HDPE	LL/LT	HPF Millex-HPF	25	SLGNM25NS	25	**051804**	**NC -**
0,45	300	Durapore + préfiltre	HDPE	LL/LT	HPF Millex-HV	25	SLHVM25NS	50	**051346**	**NC -**
0,45	300	Durapore + préfiltre	HDPE	LL/LT	HPF Millex-HV	25	SLHVMZ5NZ	200	**051347***	**NC -**
0,45	300	Nylon + préfiltre	HDPE	LL/LT	HPF Millex-HN	25	SLHNM25NS	50	**051348**	**NC -**
0,45	300	Nylon + préfiltre	HDPE	LL/LT	HPF Millex-HN	25	SLHNMZ5NZ	200	**051349***	**NC -**
0,45	300	PTFE + préfiltre	HDPE	LL/LT	HPF Millex-LCR	25	SLCRM25NS	50	**051803**	**NC -**

Millex pour la filtration des gaz - Taille des pores : 0,2 µm - Membrane Fluoropore - Type Millex-FG





➤ **Applications**

➤ **Filtration**

➤ **Filtres-évents**

➤ **Lignes de vides**

➤ **Elimination de particules**

Corps de filtre	Entrée/ sortie	ø (mm)	Stérile	Auto-clavable	Référence Merck Millipore	Unités/ carton	Réf.	€ HT/ carton
Membrane Fluoropore (PTFE) hydrophobe								
PVC	LL/LT	25	Oui	Non	SLFGo25LS	50	**051417**	**NC -**
PVC	LL/LL	25	Oui	Non	SLFGL25BS	50	**051238**	**NC -**
PP	LL/LT	25	Non	Oui	SLFGo2550	50	**051239**	**NC -**
PP	Raccord cannelé*	50	Non	Oui	SLFGo5010	10	**051240**	**NC -**
PP	Idem (silicone)	50	Non	Oui	SLFG85010	10	**051241**	**NC -**
PP	Raccord cannelé 1/8" NPTM	50	Non	Oui	SLFG65010	10	**051242**	**NC -**
PP	Raccord cannelé 1/8" NPTM	50	Non	Oui	SLFG55010	10	**051336**	**NC -**

* Avec Luer femelle à coulissement à l'extérieur