Supports filtre Swinnex

Pour filtres membrane 13, 25 ou 47 mm. Pour la filtration sous pression de petits volumes de liquides distribués avec une seringue. Livrés sans filtre et sans préfiltre.

- **En polypropylène autoclavable avec le filtre membrane en place**
- **Swinnex 13 et 25 mm : entrée Luer lock femelle, sortie Luer Slip mâle**
- **Swinnex 47 : entrée : combinaison d'un raccord Luer Slip femelle et d'un raccord fileté 1/4" NP™ ; sortie : combinaison d'un raccord Luer Slip femelle et d'un raccord pour tuyau 1/4"**



Supports filtre Swinnex

Référence	Désignation	ø filtre (mm)	ø préfiltre (mm)	Unités/ carton	€ HT / carton
044093	Support Swinnex 13	13	10	10	NC -
051778	Support Swinny inox 13	13	10	1	NC -
044094	Support Swinnex 25	25	22	12	NC -
044095	Support Swinnex 47	47	42	8	NC -

Supports inox

Référence	Désignation	€ HT
053721	Support inox pour filtre analytique 13 mm	NC -
051679	Support inox pour filtre microseringue 25 mm, luer-lock	NC -
053722	support inox pour filtre microseringue 25 mm, NPTF	NC -

Supports filtre en Pyrex Millipore


Livrés complets avec entonnoir, grille support filtre, pince d'assemblage en aluminium anodisé, bouchon en silicone percé.

Applications

- **Grille support en verre fritté : pour les analyses bactériologiques de l'eau, analyses des matières solides en suspension dans l'eau**
- **Grille support en verre fritté + rodages recouverts de Teflon : pour les analyses bactériologiques qui nécessitent l'autoclavage du support avec le filtre en place**
- **Grille support en acier inox : pour les analyses de la contamination particulaires dans les fluides et les hydrocarbures par gravimétrie ou comptage des particules**







Supports filtre 25, 47 et 90 mm

Référence	Grille support filtre	ø filtre (mm)	Capacité entonnoir (ml)	Raccord bouchon perforé n°	€ HT
044096B	Verre fritté	25	15	5	NC -
044099B	Acier inox	25	15	5	NC -
044100B	Verre fritté	47	300	8	NC -
044103B	Verre fritté rodage Teflon	47	300	8	NC -

Fioles à vide

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
044097B	Fiole à vide 125 ml (Øint col 27 mm)	1	NC -
044101B	Fiole à vide 1 litre (Øint col 38 mm)	1	NC -
044105B	Fiole à vide 4 litres	1	NC -
044098B	Bouchon silicone n°5 perforé pour fiole 044097B*	5	NC -
044102B	Bouchon silicone n°8 perforé pour fioles 044101B et 044105B**	5	NC -

* ø partie inférieure x ø sommet x h (mm) : 24 x 29 x 25 mm
** ø partie inférieure x ø sommet x h (mm) : 35 x 43 x 25 mm

Unité de filtration tout en Pyrex®

Référence	Désignation	€ HT
044107B	Unité de filtration avec grille support verre fritté	NC -

Pour filtres membrane de 47 mm.
Filtration sous vide des solutions aqueuses, organiques ou corrosives en vue de la récupération du filtrat ou l'analyse de la contamination particulaire. Egalement recommandée pour la filtration des solvants organiques.
Livrée complète avec entonnoir, grille support filtre, pince d'assemblage en aluminium anodisé, base et bouchon à tubulure latérale en Pyrex®, fiole à vide 1 litre col rodé.



Pièces détachées

Réf.	Désignation	€ HT
051374B	Entonnoir en verre	NC -
051373B	Base frittée	NC -
051692	Base en verre avec grille inox	NC -
051753	Joint PTFE pour grille support - les 25	NC -
053818	Grille support filtre	NC -
051736	Pince clamp	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be