Joints pour entonnoirs filtrants

Jeu de joints coniques en caoutchouc pour entonnoirs filtrants.
Pièces de 22 à 84 mm.

Référence	Désignation	€ HT
046571	Jeu de 7 joints	NC -



Joints d'étanchéité en PTFE

- **A utiliser avec la verrerie munie d'une collerette à rodage plan Quickfit®**
- **Fabriqués en PTFE d'une excellente résistance chimique**
- **Assurent une étanchéité parfaite avec les collerettes à rodage plan**

Référence	Ø int. (mm)	Epaisseur (mm)	€ HT
232563	75	0,5	NC -
232564	100	0,5	NC -



Entonnoirs Büchner en porcelaine

Référence	ø zone de filtration (mm)	ø trous (mm)	Hauteur totale (mm)	€ HT
140651	48	1	67	NC -
140652	62	1	94	NC -
140653	77	1	99	NC -
140654	97	1,5	111	NC -
140655	116	1,5	132	NC -
140656	130	2	137	NC -
140657	156	2	155	NC -



Entonnoirs Büchner en polypropylène

- **En polypropylène autoclavable**
- **Séparable en deux pour un nettoyage plus aisé**

Diamètre interne haut (mm)	59	76	93	130	172
Diamètre externe tige (mm)	10	11	12	22	20
Longueur tige (mm)	45	65	71	93	107
Hauteur totale (mm)	104	146	169	213	283
Capacité (ml)	83	186	358	919	2906
Diamètre papier filtre (mm)	55	70	90	110	150
Unités/sachet	1	1	1	1	1
Référence	**029511**	**029512**	**029513**	**029514**	**029515**
€ HT/unité	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be