Entonnoirs Büchner en polypropylène



- Autoclavables
- Moulés en 2 pièces qui peuvent être facilement séparées
- Résistants à la corrosion et à la chaleur
- Excellente résistance chimique

Référence	Volume (ml)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre des trous (mm)	€ HT
391586	40	42,5	47	1,2	NC -
391587	70	55	57	1,1	NC -
391471	180	70	57	2	NC -
391588	285	80	65	2	NC -
391589	390	90	68	2,5	NC -
391590	810	110	92	2,5	NC -
391591	2100	160	105	2,75	NC -
391592	6000	240	143	3	NC -

Entonnoirs en verre Duran® filtrants coniques à fritté



Référence	Identification	Porosité	Volume (ml)	Ø (mm)	Ø plaque (mm)	Ø tige (mm)	Hauteur (mm)	€ HT
080555	39 D	16 - 40 µm	25	55	25	8	100	NC -
080556	39D	10 - 16 µm	25	55	25	8	100	NC -



Voir tous les entonnoirs de Büchner filtrants en verre : page 1023

Entonnoirs en verre Duran® filtrants à fritté



Identifi-cation	Vol (ml)	Ø plaques (mm)	Ø tige (mm)	H. (mm)	Ø int (mm)		Fritté N °1 100 - 160 µm	Fritté N °2 40 - 100 µm	Fritté N °3 16 - 40 µm	Fritté N °4 10 - 16 µm	Fritté N °5 1 - 1,6 µm
3 D	50	35	10	130	40	Réf.	080557-1	080557-2	080557-3	080557-4	080557-5
						€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
11 D	75	45	10	130	56	Réf.	080558-1	080558-2	080558-3	080558-4	080558-5
						€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
17 D	125	60	10	140	71	Réf.	080559-1	080559-2	080559-3	080559-4	080559-5
						€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
25 D	500	95	22	200	106	Réf.	080560-1	080560-2	080560-3	080560-4	080560-5
						€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
26 D	1000	120	22	320	135	Réf.	080561-1	080561-2	080561-3	080561-4	080561-5
						€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
151 D	4000	175	30	400	202	Réf.	080562-1	080562-2	080562-3	080562-4	-
						€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	-

Entonnoirs en verre Duran® de Büchner filtrants à fente

DWK LIFE SCIENCES



Référence	Vol. (ml)	Ø plaques (mm)	Ø tige (mm)	H (mm)	Ø filtre papier (mm)	Ø int. (mm)	€ HT
080563	70	48	10	130	45	54	NC -
080564	125	60	10	140	55	71	NC -
080565	220	73	18	180	70	90	NC -
080566	500	95	22	240	90	106	NC -
080567	1000	120	22	280	110	135	NC -