
Membranes à dialyse VISKING



Réf.	Seuil coupure	ø (mm)	Largeur (mm)	V/L (ml/cm)	Longueur (m)	€ HT le rouleau
072019	12000	114,3	164 - 177	102,62	15	**NC -**
072020	12000	139,7	199 - 216	153,30	15	**NC -**
072023	3500	16	25	2,01	5	**NC -**
072024	3500	22	34	3,80	5	**NC -**
072025	3500	28	44	6,15	5	**NC -**
072026	3500	35	55	9,62	5	**NC -**
072027	7000	16	25	2,01	5	**NC -**
072028	7000	22	34	3,80	5	**NC -**
072029	7000	28	44	6,15	5	**NC -**
072030	7000	35	55	9,62	5	**NC -**

- **Semi-perméables**
- **Livrées à plat sous forme de tubes sans soudure**
- **En cellulose régénérée**
- **Seuils de coupure : 12000, 3500, 7000 daltons**
- **Gamme de Ph d'utilisation : 2 à 12**

Réf.	Seuil coupure	ø (mm)	Largeur (mm)	V/L (ml/cm)	Longueur (m)	€ HT le rouleau
072002	12000	14,3	24 - 26	1,61	30	**NC -**
072003	12000	15,9	25 - 27	1,99	30	**NC -**
072004	12000	17,5	29 - 31	2,41	30	**NC -**
072005	12000	19	31 - 33	2,84	30	**NC -**
072006	12000	21,5	32 - 34	3,63	30	**NC -**
072007	12000	23,8	39 - 41	4,45	30	**NC -**
072008	12000	25,4	42 - 44	5,07	30	**NC -**
072009	12000	28,6	43 - 45	6,43	30	**NC -**
072001	12000	6,3	10	0,31	15	**NC -**
072010	12000	31,7	50 - 54	7,89	15	**NC -**
072011	12000	38,1	56 - 59	11,4	15	**NC -**
072012	12000	44,4	67 - 71	15,49	15	**NC -**
072013	12000	50,8	77 - 82	20,27	15	**NC -**
072015	12000	63,5	101 - 107	31,67	15	**NC -**
072016	12000	69,8	113 - 120	38,27	15	**NC -**
072017	12000	82,5	129 - 137	53,46	15	**NC -**
072018	12000	95,2	135 - 148	71,19	15	**NC -**

Spécification des membranes SPECTRA/POR

Type	Biotech CR (cellulose régénérée)	Biotech EC (ester de cellulose)
Apparence	Voir détails ci-dessous	Opaque, rigide
Résistance aux solvants	Bonne	Moyenne
Emballage	Voir détails ci-dessous	Humide avec 0,1 % azide sodium
Limites pH / Température maxi	2 à 12 / 60 °C	2 à 9 / 37 °C

Type Biotech CR : détails	Biotech CR 1	Biotech CR 2	Biotech CR 3	Biotech CR 4	Biotech CR 5	Biotech CR 6	Biotech CR 7
Apparence	Transparent, souple	Transparent, souple	Transparent, souple	Transparent, souple	Epais, rigide	Transparent, souple	Transparent, souple
Conservateur	Glycérine	Glycérine	Glycérine	Glycérine	Glycérine	0,1 % azide sodium	0,1 % azide sodium

SPECTRA/POR Float-A-Lyzer G2



SPECTRA/POR Float-A-Lyzer G2 - membrane en ester de cellulose

Seuil de coupure	1 ml	5 ml	10 ml
3,5 - 5 kDa	**059341**	**059342**	**059343**
8 à 10 kDa	**059344**	**059345**	**059346**
20 kDa	**059347**	**059348**	**059349**
100 kDa	**059350**	**059351**	**059352**
€ HT les 12	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubes à dialyse prêts à l'emploi.

- **En 3 volumes : 1 ml, 5 ml et 10 ml**
- **Avec membrane en ester de cellulose pour Biotech**
- **Faciles à ouvrir et à charger**
- **Flottent tout seuls gâce à leur capuchon**
- **Alourdis par le bas par un barreau aimanté**
- **Livrés emballés individuellement**
- **Conservés humides avec de l'azide de sodium à 0,1 %**
- **Prêts à l'emploi après un simple rinçage à l'eau pour éliminer l'azide de sodium**

Applications

- **Dessalage**
- **Changement de tampons**
- **Concentrations d'échantillons avec l'aide de l'absorbant SPECTRA/GEL**
- **Purification de protéines, ADN, oligonucléotides, peptides, polymères, anticorps ou autres biomolécules**

Volume	1 ml	5 ml	10 ml
Longueur (cm)	9	10	17
ø membrane (mm)	5	16	16
ø capuchon (mm)	36	36	36