Bouteilles Hybex en verre borosilicaté col GL45 et bouchons colorés

- En verre borosilicaté 3.3
- Graduations sérigraphiées et zone de marquage
- Livrées avec bouchons autoclavables GL45 en PP avec bague anti-goutte



Bouteilles et bouchons

Vol. (ml)	Bouchon bleu	Bouchon vert	Bouchon violet	Bouchon jaune	Bouchon blanc	Bouchons assortis**	Unités/ carton	€ HT/ carton
50*	062708	-	-	-	-	-	10	NC -
100	062709	062710	062711	062712	062713	062714	10	NC -
250	062715	062716	062717	062718	062719	062720	10	NC -
500	062721	062722	062723	062724	062725	062726	10	NC -
1000	062727	062728	062729	062730	062731	062732	10	NC -
2000	062733	062734	062735	062736	062737	062738	5	NC -

* Bouteilles de 50 ml livrées avec bouchon GL32 bleu.

Starter packs : 10 bouteilles de volumes variables et bouchons

Pack de 10 bouteilles et bouchons composé comme suit :
100 ml (2 x), 250 ml (3 x), 500 ml (3 x), 1 l (2 x).

Bouchon bleu	Bouchon vert	Bouchon violet	Bouchon jaune	Bouchon blanc	Bouchons assortis**	Unités/ carton	€ HT/ carton
062739	062740	062741	062742	062743	062744	10	NC -

** 2 de chaque couleur.


Bouchons seuls

Bouchon bleu	Bouchon vert	Bouchon violet	Bouchon jaune	Bouchon blanc	Bouchons assortis**	Unités/ carton	€ HT/ carton
062745	062746	062747	062748	062749	062750	10	NC -

** 2 de chaque couleur.

Flacons ISO forme carrée GL 80





- En verre borosilicaté 3.3
- Graduations blanches et surface de marquage
- Code de traçabilité
- Filetage GL 80 pour une ouverture large
- Livrés avec bouchon et bague anti-goutte résistants à 140 °C
- Version en verre brun pour une protection des échantillons photosensibles
- Autoclavables

Volume (ml)	Dimension l x p x h (mm)	Unités/ carton	Verre clair		Verre brun	
			Réf.	€ HT/ carton	Réf.	€ HT/ carton
500	94 x 94 x 141	10	942659	NC -	942663	NC -
1000	105 x 105 x 187	10	942660	NC -	942664	NC -
2000	115 x 115 x 260	10	942661	NC -	942665	NC -
5000	160 x 160 x 357	6	942662	NC -	942666	NC -

Flacons réservoir pour protection d'électrodes



- S'adaptent sur les électrodes et les maintiennent au contact de la solution électrolytiques
- Système étanche qui évite l'évaporation et le dépôt de sel
- En verre borosilicaté
- Avec capuchon à vis et joint d'étanchéité
- Trait circulaire indélébile, niveau maximum de produit électrolytique

Référence	Désignation	€ HT
063105	Flacon Protelec pour électrodes ø 8 mm	NC -
063106	Flacon Protelec pour électrodes ø 12 mm	NC -
063107	Flacon Protelec stockage pour électrodes ø 8 mm	NC -
063108	Flacon Protelec stockage pour électrodes ø 12 mm	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be