Les basiques

Bouchons de couleur et bague de couleur

DWK LIFE SCIENCES

Bouchons

- En polypropylène autoclavable de couleur bleue
- En résine de mélamine de couleur rouge, stérilisables en chaleur sèche à à 180 °C (Poupinel)

Joints de remplacement des capuchons rouges en PBT

- Joints en caoutchouc silicone recouvert de PTFE adaptés pour capuchons PBT résistant jusqu'à environ 180 °C

		Bouchons			Joints de remplacement des capuchons rouges en PBT		Bagues de déversement anti-gouttes		
ø col flacon (mm)	Unités/ sachet	Coloris	Réf.	€ HT/ sachet	Réf.	€ HT/ sachet	Coloris	Réf.	€ HT/ sachet
25	10	Bleu	090320	NC -	-	-	Bleu	-	-
25	10	Rouge	090325	NC -	090954	NC -	Rouge	-	-
32	10	Bleu	090321	NC -	-	-	Bleu	090323	NC -
32	10	Rouge	090326	NC -	090955	NC -	Rouge	090327	NC -
45	10	Bleu	090311*	NC -	-	-	Bleu	090362	NC -
45	10	Rouge	090310	NC -	090956	NC -	-	-	-
45	10	Jaune	083469	NC -	-	-	Jaune	090801	NC -
45	10	Vert	090804	NC -	-	-	Vert	090803	NC -
45	10	Gris	090805	NC -	-	-	Gris	090802	NC -

* Version éco

Bouchons de couleur GL45 et bague de couleur

Bouchons de couleur

Bouchons 45 mm (col GL 45) pour flacons ISO en polypropylène de couleur.

Référence	Désignation	Coloris	€ HT les 10
046101	Bouchon 45 mm	Jaune	NC -
046102	Bouchon 45 mm	Vert	NC -
046103	Bouchon 45 mm	Rouge	NC -
046104	Bouchon 45 mm	Bleu	NC -

Bagues de couleur

Bagues anti-goutte en polypropylène de couleur pour flacons ISO col 45 mm.

Référence	Désignation	Coloris	€ HT les 10
046108	Bague 45 mm	Jaune	NC -
046109	Bague 45 mm	Vert	NC -
046110	Bague 45 mm	Rouge	NC -
046756	Bague 45 mm	Bleu	NC -



Bouchon rouge en mélamine

Référence	Désignation	Coloris	€ HT les 10
090310R	Bouchon 45 mm (accepte 200 °C)	Rouge	NC -

Bouchons avec joint Wheaton®

	Bouchons phénoliques avec joint caoutchouc pour bouteilles			Bouchons en polypropylène blanc avec joint polyvinyle pour bouteilles			Bouchons vissants en polypropylène avec joint PE mousse		
Bouchon	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton
15 - 415	-	-	-	-	-	-	048854	200	NC -
18 - 400	-	-	-	-	-	-	048855	200	NC -
18 - 415	-	-	-	-	-	-	048856	200	NC -
20 - 400	048746	72	NC -	-	-	-	048857	200	NC -
20 - 410	-	-	-	-	-	-	048858	200	NC -
22 - 400	048747	72	NC -	048732	72	NC -	048859	200	NC -
24 - 400	048748	72	NC -	048733	72	NC -	048860	200	NC -
24 - 410	-	-	-	-	-	-	048861	200	NC -
28 - 400	048749	72	NC -	048734	72	NC -	048862	200	NC -
28 - 410	-	-	-	-	-	-	048863	200	NC -
33 - 400	048750	72	NC -	-	-		048864	200	NC -
33 - 430	-	-	-	-	-	-	048865	200	NC -
38 - 400	048751	72	NC -	048736	72	NC -	-	-	-
43 - 400	048752	72	NC -	048737	72	NC -	-	-	-
45 - 400	-	-	-	048984	72	NC -	-	-	-
48 - 400	048754	72	NC -	048739	72	NC -	-	-	-
53 - 400	-	-	-	048740	72	NC -	-	-	-
58 - 400	048755	72	NC -	048741	72	NC -	-	-	-
63 - 400	-	-	-	048988	48	NC -	-	-	-
70 - 400	-	-	-	048743	24	NC -	-	-	-
89 - 400	-	-	-	048745	24	NC -	-	-	-







Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be