
En verre sodocalcique - Bords à vis

Tubes de culture à col à vis



- En verre sodocalcique 3e classe hydrolytique
- Fond rond ou plat
- A boucher avec le bouchon en aluminium doré ou avec un bouchon coiffant en plastique
- Joint caoutchouc gris autoclavable

Bouchon aluminium pour tubes de culture à vis

(pour tubes de références **110101**, **110115** et **110102**)

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
110102CA	Bouchon aluminium pour tubes ø 16 et 17,75 mm	500	**NC -**

Tubes de culture à col

Référence	ø x ép. x h (mm)	Fond	Unités/ carton	€ HT/ carton
110101	16,1 x 0,95 x 160	Rond	299	**NC -**
110115	17,75 x 1,05 x 145	Plat	252	**NC -**
110102	17,75 x 1,05 x 180	Plat	252	**NC -**

Accessoire


Grattoir pour tube à essais



Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
091824	Grattoir pour tubes à essai	10	**NC -**

Tubes à centrifuger - en verre borosilicaté

Tubes en verre à centrifuger à fond rond ou conique



- En verre borosilicaté
- Gradués ou non gradués
- Pour la centrifugation jusqu'à 5500 g
- A col lisse ou avec bouchon vissant en polypropylène à joint silicone-PTFE
- A fond rond ou conique (les fond coniques nécessitent l'usage d'un adaptateur en centrifugeuse)

		Tubes col lisse									Tubes avec bouchon vissant								
		Sans graduation				Avec graduations					Sans graduation				Avec graduations				
ø x h (mm)	Fond	Réf.	Vol. total (ml).	Vol. utile (ml).	€ HT	Réf.	Vol. total (ml).	Vol. utile (ml).	Grad. (ml)	€ HT	Réf.	Vol. total (ml).	Vol. utile (ml).	€ HT	Réf.	Vol. total (ml).	Vol. utile (ml).	Grad. (ml)	€ HT
12 x 98	Rond	**046619**	6	5	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 x 98	Rond	**046620**	15	10	**NC -**	**046623**	12	10	10	**NC -**	**046628**	10	8	**NC -**	**046632**	11	9	9	**NC -**
24 x 98	Rond	**046621**	30	25	**NC -**	**046624**	26	21	25	**NC -**	**046629**	25	20	**NC -**	**046633**	25	20	20	**NC -**
34 x 98	Rond	**046622**	60	50	**NC -**	**046625**	62	50	50	**NC -**	**046630**	50	45	**NC -**	**046634**	55	50	38	**NC -**
44 x 98	Rond		-	-	-	**046626**	100	85	80	**NC -**	**046631**	100	85	**NC -**	**046635**	100	85	65	**NC -**
16 x 98	Conique	**046636**	11	8	**NC -**	**046641**	12	8	10	**NC -**	**046645**	12	8	**NC -**	**046649**	10	8	8,7	**NC -**
24 x 98	Conique	**046637**	25	20	**NC -**	**046642**	25	20	20	**NC -**	**046646**	24	19	**NC -**	**046650**	25	20	20	**NC -**
34 x 98	Conique	**046638**	50	45	**NC -**	**046643**	55	45	45	**NC -**	**046647**	45	40	**NC -**	**046651**	48	43	34	**NC -**
44 x 98	Conique	**046639**	95	80	**NC -**	**046644**	86	75	84	**NC -**	**046648**	90	80	**NC -**	**046652**	90	85	60	**NC -**