
Pour culture cellulaire

Sans bouchon

Fioles coniques avec déflecteurs latéraux

- En verre borosilicatés Pyrex®
- 4 déflecteurs équidistants pour une agitation uniforme
- Autoclavables



Fioles coniques avec déflecteurs, col Delong

Livrés sans bouchon (compatibles avec bouchon aluminium 232528 ou bouchon polypropylène 232529).

Référence	Capacité (ml)	Ø ext corps (mm)	Hauteur (mm)	Ø ext col (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
251571	250	82	155	38	5	NC -
251572	500	101	193	38	5	NC -
251573	1000	128	122	38	2	NC -
251574	2000	166	300	38	1	NC -

Bouchons pour flacons de culture

- A utiliser avec les fioles de culture 232522 à 232525 et les flacons de culture selon Fernbach 232526 et 232527
- Deux types de bouchons : aluminium anodisé ou polypropylène 2 positions
- Autoclavables



Référence	Type de bouchon	Unités/ carton	€ HT/ carton
232528	Aluminium	10	NC -
232529	Polypropylène	10	NC -



Voir bouchons en aluminium page 688

Erlenmeyer avec déflecteurs

- Verre Pyrex®
- Base plane et régularité de l'épaisseur des parois
- Agitation maximale grâce à la hauteur des 4 déflecteurs (environ 1/3 de la hauteur totale)



Réf.	Vol. (ml)	ø ext corps (mm)	ø int col (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
761623	250	82	32	138	5	NC -
761624	500	101	36	186	5	NC -
761625	1000	129	43	222	2	NC -
761626	2000	161	49	282	1	NC -

Fioles de culture Pyrex®

- Idéales dans la préparation de cultures, shakers
- Compatibles avec la plupart des appareils d'agitation
- Col de tube long et sans rebord pour une utilisation avec des bouchons
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® avec sérigraphie émaillée blanche
- Compatibles avec les bouchons en aluminium ou en polypropylène réfs 232528 et 232529
- Code de traçabilité



Réf.	Capacité (ml)	Ø ext. du corps (mm)	Ø ext. du col (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
232522	250	85	38	148	10	NC -
232523	500	105	38	183	5	NC -
232524	1000	131	38	229	2	NC -
232525	2000	166	38	302	1	NC -

Flacons de culture selon Fernbach

Référence	Capacité (ml)	Type de col	Unités/ carton	€ HT/ carton
232526	2800	Col droit	2	NC -
232527	2800	Col à vis	2	NC -



Voir les flacons à culture selon Fernbach verre DURAN® sur www.dulis.be

- Utilisées dans la préparation de cultures
- Grand rapport surface/volume
- Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex®
- 3 déflecteurs pour assurer une agitation optimale et régulière
- Disponibles en deux versions :
  - col long et droit, compatibles avec les bouchons réfs 232528 et 232529
  - col à vis à utiliser avec bouchon vissant en polypropylène GL45



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be