Boîtes avec couvercle



Réf.	ø x h (mm)	Vol. approx. (ml)	Unités/ carton	€ HT/ carton
080512	60 x 40	75	10	NC -
080513	80 x 50	175	10	NC -
080514	100 x 60	325	10	NC -
080515	150 x 80	1000	10	NC -

Verres à peser

- En verre Pyrex®, conformes à la norme DIN 12605
- Large plage de marquage
- Avec col rodé pour assurer une excellente étanchéité



Réf.	Volume (ml)	ø (mm)	Hauteur (mm)	€ HT
761627	8	25	40	NC -
761630	10	35	30	NC -
761628	20	30	50	NC -
761633	20	50	30	NC -
761629	25	30	60	NC -
761631	40	35	70	NC -
761632	60	40	80	NC -
761634	100	50	80	NC -

Flacons à tare

Couvercle entrant interchangeable



- En verre Duran®
- Avec joint rodé et zone d'écriture en blanc

Réf.	Ø x H (mm)	Col (NS)	Forme	€ HT
724351B	20 x 40	19/12	Haute	NC -
724352B	25 x 40	24/12	Haute	NC -
724353B	30 x 50	29/12	Haute	NC -
724354B	35 x 50	34/12	Haute	NC -
724355B	40 x 50	40/12	Haute	NC -
724356B	40 x 65	40/12	Haute	NC -
724357B	35 x 70	34/12	Haute	NC -
724358B	40 x 80	40/12	Haute	NC -
724359B	50 x 80	50/12	Haute	NC -
724360B	25 x 25	24/12	Basse	NC -
724361B	40 x 25	40/12	Basse	NC -
724362B	35 x 30	34/12	Basse	NC -
724363B	50 x 30	50/12	Basse	NC -
724364B	60 x 30	60/12	Basse	NC -
724365B	80 x 30	80/12	Basse	NC -

Couvercle sortant interchangeable



Réf.	Ø x H (mm)	Col (NS)	Forme	€ HT
724366B	30 x 30	34/12	Basse	NC -
724367B	38 x 35	40/12	Basse	NC -
724368B	48 x 35	50/12	Basse	NC -
724369	75 x 35	80/12	Basse	NC -
724370B	30 x 50	34/12	Moyenne	NC -
724371B	38 x 50	40/12	Moyenne	NC -
724372B	48 x 50	50/12	Moyenne	NC -
724373	75 x 50	80/12	Moyenne	NC -
724374B	30 x 70	34/12	Haute	NC -
724375B	38 x 70	40/12	Haute	NC -
724376B	48 x 70	50/12	Haute	NC -
724377	75 x 95	80/12	Haute	NC -

Cuve de séparation en verre

Cuves de séparation en verre avec ou sans sillons internes pour le maintien des plaques de chromatographie en couche mince. Pour toute application de coloration dans une grande cuve en verre.

- Avec sillon
- Couvercle à bouton

Référence	Sillon	Dimensions des plaques CCM (mm)	€ HT
349301B	Oui	200 x 200	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be