Les gants ecoSHIELD™ ont été étudiés pour répondre aux exigences quotidiennes des laboratoires : protection, confort et économie. ecoSHIELD™ est une solution optimisée tant pour les utilisateurs que pour notre environnement.

Eco-EMBALLAGE
- Conditionnement fabriqué à partir de carton recyclé uniquement
- L'encre utilisée est exempte de tous métaux lourds
- Réduction de plus de 60 % des impressions sur les emballages

GO GREEN

Eco-LOGISTIQUE
- Réduction de l'espace de stockage : de 50 %
- Le transport aérien, 10 fois plus polluant que le transport terrestre, n'est pas utilisé pour la livraison de gants ecoSHIELD™
- Moins d'emballage par quantité de gants
- Production optimisée
- Logistique allégée

Gants EcoSHIELD™ PF 250

- **EPI catégorie III selon le Règlement EU/2016/425**
- **Conformes à la norme EN 420 :2003 qui définit notamment la taille des gants et les longueurs minimales pour une bonne protection du porteur**
- **Non poudrés, chlorination et lavage simples**
- **Evalués pour le risque biologique : évalués selon la norme ISO 374-5:2016 et EN 374-2:2014**
- **Etanches aux virus : ISO 16604:2004 procédure B**
- **Evalués pour le risque chimique selon ISO 374-1:2016, EN 16523-1:2015 et EN 374-4:2013**

Gants EcoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250



- **Bi-couche nitrile (intérieur blanc, extérieur vert)**
- **Ambidextres : technologie TwinSHIELD™**
- **Longueur 250 mm (taille XL/10 = 260 mm) ; épaisseur paume : 0,10 mm**
- **Risque biologique : AQL 0,25 (supérieur à la norme) – niveau 3**
- **Risque chimique : Type B (KPT)**


Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
Référence	065744B	065745B	065746B	065747B	065825B	150	NC -

Gants EcoSHIELD™ Eco Latex PF 250



- **100% latex – couleur naturelle ; allergie latex : taux de protéines ‹ 30 µg/ G (EN 455-3:2015)**
- **Longueur 250 mm (taille XL/10 non disponible) ; épaisseur paume : 0,12 mm**
- **Risque biologique : AQL 0,65 - niveau 3**
- **Risque chimique : TYPE B (KPT)**

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
Référence	065789	065790	065791	065792	100	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be