GANTS DE LABORATOIRE À USAGE UNIQUE / KIMTECH™

Gants KIMTECH™ Prizm et Prizm Xtra





En nitrile-néoprène multicouches pour une protection chimique renforcée.
Pour les applications à hauts risques en laboratoire : biotechnologie, industrie pharmaceutique, recherche.
Extrémité ultra adhérente : anti glisse en milieu humide ou sec.

- **EPI Cat. III selon règlement EU 2016/425**
- **Protection contre les produits chimiques : type A (JKLMPT) selon ISO 374-1:2016**
- **Protection contre les virus et micro-organismes selon ISO 374-5:2016**
- **AQL 0,65**
- **Résistance à de nombreux médicaments cytotoxiques**
- **Epaisseur (paume) : 0,16 mm**
- **Coloris violet foncé et magenta : indicateur de rupture mécanique**

Gants Prizm : manchette 240 mm

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
Réf.	002316	002317	002318	002319	002320*	100	NC -

* Taille XL : 90 gants/boîte

Gants Prizm XTRA : manchette longue 300 mm

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
Réf.	002311	002312	002313	002314	002315	50	NC -

Gants KIMTECH™ PURPLE NITRILE™ et PURPLE NITRILE™ XTRA™



- **100 % nitrile, sans latex, permet d'éliminer tous les riques d'allergies de type I**
- **Agents chimiques indétectables : limite considérablement les risques d'allergies de type IV**
- **Excellentes résistances chimique et mécanique, résistance aux produits cytotoxiques et au B.E.T.**
- **Certifié EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425**
- **Certifié EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), protection limitée contre les projections de produits chimiques**
- **ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus**
- **AQL : 0,65**
- **Coloris violet**
- **Non poudrés, finition lisse, texturée aux bouts des doigts**
- **Antistatiques**
- **Manchette à bord roulé**
- **Epaisseur : 0,14 mm à la paume**

Gants Kimtech™ Purple Nitrile™

- **Longueur standard 240 mm (250 mm pour les tailles L et XL)**

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
Réf.	038820	038821	038822	038823	038824*	100	NC -

* Boîte de 90

Gants Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ : manchettes longues spéciales culture

- **Longueur 300 mm**

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
Réf.	038825	038826	038827	038828	038829	50	NC -

Gants KIMTECH™ STERLING™ NITRILE et STERLING™ NITRILE XTRA™



Pratique : boîte de 150 gants pour la longueur 240 mm ou de 100 gants pour la longueur 300 mm !
Gain de place de 33 % et diminution des déchets de 40 %.

- **100 % nitrile exempt de protéines de latex : supprime tout risque potentiel d'allergie de type I**
- **Grande dextérité, grand confort**
- **Certifié EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425**
- **ISO 374-1:2016 Type C (K) contre les projections de produits chimiques**
- **ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus**
- **AQL : 0.65**
- **Coloris : gris clair**
- **Non poudrés, finition lisse, texturée aux bouts des doigts**
- **Antistatiques**
- **Manchette à bord roulé**
- **Epaisseur : 0,08 mm à la paume**



Gants KIMTECH™ Sterling™ Nitrile Xtra™ (manchette longue)

- **Longueur : 300 mm**

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
Réf.	040437	040438	040439	040440	040441**	100	NC -

** Boîte de 90

Gants KIMTECH™ Sterling™ Nitrile

- **Longueur standard : 240 mm (250 mm pour la taille XL)**

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
Réf.	040132	040133	040134	040135	040136*	150	NC -

* Boîte de 140