Gants à usage unique MAPA

➤ **Gants à usage unique, répondant aux différents besoins simples de protection de la main**



Solo 999



Solo 998



Trilites 994

Modèle	Matière	Finition intérieure	Finition extérieure	Longueur/ Epaisseur	Normes	Description / Applications	Taille	Référence	Unité de vente	€ HT
Solo 998	Latex	Chloriné	Lisse, avec bout des doigts granité	300 mm/ 0,10 mm	Cat. 3 Type C	➔ **Description** • Adapté aux usages de courte durée • Gantage et dégantage faciles • Latex très fin : souplesse et dextérité • Poignet au bord roulé: plus résistant lors de l'enfilage ➔ **Applications** • Convient aux usages courants en laboratoires, hopitaux et cliniques	6	430077B	Boîte de 100 gants	NC -
							7	430078B		NC -
							8	430079B		NC -
							9	430080B		NC -
Solo 992		Poudré	Lisse	245 mm/ 0,10 mm			6	430111	Boîte de 100 gants	NC -
							7	430112		NC -
							8	430113		NC -
							9	430114		NC -
Solo 999	Nitrile	Chloriné	Lisse, avec bout des doigts granité	300 mm/ 0,10 mm	Cat. 3 Type B JKT	➔ **Description** • Excellente résistance mécanique • Gantage et dégantage faciles • Gant très fin pour un geste précis • Pour les personnes sensibles aux protéines du latex ➔ **Applications** • Idéal en environnement huileux • Convient aux usages courants en laboratoire	6	430081B	Boîte de 100 gants	NC -
							7	430082B		NC -
							8	430083B		NC -
							9	430084B		NC -
Solo White 997				245 mm/ 0,10 mm			6	430073B	Boîte de 100 gants	NC -
							7	430074B		NC -
							8	430075B		NC -
							9	430076B		NC -
Trilites 994	Formule tri-polymère: Latex naturel, néoprène et nitrile	Chloriné	Granitée	255 mm/ 0,15 mm	Cat. 3 Type B KPT	➔ **Description** • Mélange unique tripolymères : confort et solidité accrus • Protection contre les éclaboussures de produits chimiques • Poignet au bord roulé : plus résistant lors de l'enfilage ➔ **Applications** • Particulièrement adapté aux usages en laboratoires pharmaceutiques	**6**	430069B	Boîte de 100 gants	NC -
							7	430070B		NC -
							8	430071B		NC -
							9	430072B		NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be