Gants Touch N Tuff®



ISO 374-1:2016
Type B
JKPT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- Contre risques irréversibles
- Technologie TNT : seulement 0,12 mm d´épaisseur
- Très résistants, ultra-minces
- Confort et sensibilité sans égal
- 100 % nitrile, sans ajout de cires, de silicone ou de plastifiants
- Trois fois plus résistant à la perforation que le latex ou le vinyle
- Bord roulé
- Coloris vert
- Plus légers et plus frais, et pourtant plus sûrs et plus durables
- Résistance chimique nettement supérieure à celle du latex ou du vinyle (même s´il n´est pas conçu pour être immergé dans des produits chimiques, il procure une protection appréciable contre les projections accidentelles)
- Disponibles en version poudrée et non poudrée

Gants Touch N Tuff® non poudrés 92-600 et 92-605

Usage unique - extrémité des doigts lisse pour la longueur 240 mm ; extrémité des doigts adhérisée pour la longueur 300 mm.

Taille	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
L. 240 mm 92-600	678042	678043	678044	678045	100	NC -
L. 300 mm 92-605	062099	062100	062101	062102	100	NC -

Gants Touch N Tuff® poudrés 92-500

Usage unique - Adhérisés aux extrémités des doigts.

Taille	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
L. 240 mm	678038	678039	678040	678041	100	NC -

Gants Microflex NeoTouch®



ISO 374-1:2016
Type B
KPT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- Gants à usage unique en néoprène sans poudre
- 2 longueurs : 240 mm et 290 mm
- Coloris vert clair
- Prévention des allergies de type I et des réactions cutanées
- Confort similaire au latex
- Plus résistants à la perforation que les gants en latex
- Bord roulé assurant un excellent ancrage
- Revêtement interne en polyuréthane qui facilite le gantage
- L'extrémité des doigts texturée garantit une préhension sûre en milieu sec et humide
- Grande résistance aux acides, bases et alcools, aux projections de produits chimiques
- Epaisseur : 0,13 mm

Gants NeoTouch® 25-101 longueur 240 mm

Taille	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
Référence	678059	678060	678061	678062	100	NC -

Gants NeoTouch® 25-201 longueur 290 mm

Taille	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
Référence	678063	678064	678065	678066	100	NC -

Gants de protection chimique

SivoChem® 759



Dermatril® P743



Modèle	Matière	Finition	Longueur / Epaisseur	Normes	Description/Application	Taille	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton
SivoChem® 759 CE	Nitrile spécial	Bord roulé, non-poudré	390 - 410 mm/ 0,16 mm		• Gant de protection jetable • Bonne résistance chimique • Très bonne dextérité	7	302010	40	NC -
						8	302011	40	NC -
						9	302012	40	NC -
						10	302013	40	NC -
Dermatril® P743 CE	Nitrile spécial	Longue manchette, Bord roulé, Bouts des doigts adhérisés, Non-poudré	270 - 290 mm/ 0,2 mm	EN374-3:2003 AJKL	• Gant de protection jetable • Bonne résistance chimique • Très bonne dextérité • Résistance à la déchirure	6	302004	50	NC -
						7	302005	50	NC -
						8	302006	50	NC -
						9	302007	50	NC -
						10	302008	50	NC -
						11	302009	50	NC -