QU'EST CE QU'UN GANT D'EXAMEN ?

- Un gant d'examen est un gant à usage unique, enregistré comme un Dispositif Médical (DM) selon la Directive Européenne 93/42/EEC
- Un dispositif médical a pour but de protéger le patient. Il s'agit d'une auto-certification de la part du fabricant
- La simple mention «dispositif médical» ou «gant d'examen» ne confère pas au gant de propriétés particulières si rien d'autre n'est précisé

CE EN455

La norme EN-455 permet de mesurer la performance des gants d'examen et les comparer entre eux :

EN455-1 : AQL 1,5 (Acceptable Quality Level) - Contrôle statistique d'étanchéité

EN455-2 : Définition des caractéristiques physiques, par exemple la longueur (24 cm pour un gant d'examen)

EN455-3 : Evaluation biologique (mesure du niveau de protéines dans les gants latex)

Sources : shieldscientific.fr et ansell.fr

Gants d'intervention en latex stérile Medi-Grip PF

Gant en latex non poudré, stérile, emballé par paire sous papier pelable.



- Faible allergénicité
- Longueur : 285 mm
- Forme anatomique
- Manchette longue
- Surface texturée

Taille	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
Réf.	062028B	062029B	062030B	062031B	062032B	062033B	062034B	50 paires	NC -

Gants latex de chirurgie antimicrobiens GAMMEX



- Gant de chirurgie à défense active
- En latex de caoutchouc naturel crème, solide, doux, confortable
- Enduction unique renfermant du gluconate de chlorhexine à l'action antimicrobienne en cas de rupture de gant
- Finition microrugueuse
- Production sur formes anatomiques, paume plus large à la surface
- Bande collante qui assure l'ancrage de la manchette
- Marque, taille et mentions L (gauche) ou R (droite) imprimées sur la manchette pour une identification aisée
- Conformes aux exigences des normes EN 455, ISO 10282 et AS/NZS 4179



5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
678155	678156	678157	678158	678159	678160	678161	678162	25 paires	NC -

Gants en néoprène Gammex® Non-latex

Gants de chirurgie stériles non poudrés en néoprène avec un revêtement interne à base d'ionomère d'uréthane pour un gantage facile et un meilleur confort.



- Excellente résistance à la perforation, bonne résistance chimique
- Non poudrés
- En néoprène vert, exempts d'accélérateurs et de latex naturel
- Stériles
- Anatomiques, ambidextres
- Manchette renforcée sans bord roulé
- Surface lisse avec bout des doigts texturé, enduit de polyuréthane

5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
062008B	062009B	062010B	062011B	062012B	062013B	062014B	062015B	50 paires	NC -

Gants latex stériles Gammex® latex

- Gant de chirurgie
- Très haute protection
- Haute sensibilité tactile
- A manchette épaisse et résistante
- Stériles
- Emballés par paire
- Non poudrés





5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
062054B	062055B	062056B	062057B	062058B	062059B	062060B	062061B	50 paires	NC -

Gants Micro-Touch® Affinity® Néoprène

Gants d'examen non poudrés.



- En néoprène coloris vert
- Ambidextres, manchette renforcée sans bords roulés
- Surface externe : lisse avec bouts des doigts texturés
- Surface interne : enduit de polyuréthane
- Marquage CE - EN 455 parties 1 et 3 - ISO 9002 / EN 46002

Taille	S	M	L	XL	€ HT la boîte de 100
Référence	062045	062046	062047	062048	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be