
Gants de protection haute température

Gants isolants pour la manipulation d'objets chauds (sortis du four, de l'autoclave, d'étuves). Protection jusqu'à 232 °C.

- **Sans amiante**
- **En coton lavable**
- **Coloris orange ou naturel**
- **Taille unique**





Coloris orange

Référence	Longueur manchette (cm)	Longueur totale (cm)	€ HT la paire
045888	13	33	NC -
045889	28	47	NC -

Coloris naturel

Référence	Longueur totale (mm)	€ HT la paire
037944B	490	NC -

Gants SHOWA insulated nitrile foam grip

Protection contre le froid et anti-dérapant (grip résistant à l'huile).

- **En polyester/nylon tricoté, doublure en acrylique avec un revêtement en nitrile**
- **Tricot sans couture**
- **Imperméables, poignet bien protégé**
- **Longueur 250 - 280 mm, selon la taille**



Taille	7/M	8/L	9/XL	10/XXL	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
Référence	924057	924058	924059	924060	5 paires	NC -

Gants SHOWA TEMRES

Protection contre le froid tout en étant respirant.

- **En nylon et doublure acrylique, avec revêtement polyuréthane**
- **Etanches à l'eau**
- **Membrane respirante entre le revêtement et la doublure**
- **Longueur 270 - 280 mm, selon la taille**
- **Norme EN 420 EN 388-2003 4221 EN 551-2006 021**

EN 388:2003 4221
EN 511:2006 021



Taille	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
Référence	924048B	924049B	924050B	924051B	10 paires	NC -

Gants Versa-Touch®

Gants coloris bleu de protection thermique en spandex acrylique, enduction PVC avec poignet tricoté.

- **Support acrylique : confort et isolation thermique**
- **Applications : biotechnologies et industrie alimentaire (entreposage, manipulation et transport de produits surgelés)**
- **S'utilisent comme sous-gants dans les opérations de transformation de la viande/du poisson**
- **Les micro-picots sur la paume assurent une bonne préhension**
- **Si portés comme sous-gant : protection contre les coupures**
- **Protection contre le froid de contact : niveau 1**
- **Sans latex : absence de risque d'allergies de type I**



EN 313X

Réf.	Longueur (mm)	Support	Enduction	Manchette	Taille EN	€ HT la paire
678229	230	Acrylique	PVC	Poignet tricot	7	NC -
678230	260	Acrylique	PVC	Poignet tricot	9	NC -

Moufle protectrice en Versilic®


- **Conforme aux normes CE**
- **Facilité de manipulation**
- **Utilisation jusqu'à 200 °C**
- **Protège les mains des températures extrêmes lors de manipulations**
- **Les picots permettent une bonne adhérence**

EN 407:2004 4X2X
EN 511 : 2006 X2X
EN 388 : 2004 4X2X



Réf.	Désignation	€ HT
260426	Moufle protectrice en Versilic®	NC -

Moufle Grabbit en silicone



- **Pour utilisation de - 57 °C à + 260 °C**
- **Picots pour une meilleure préhension**

Référence	Désignation	Longueur totale (mm)	€ HT
037961	Moufle de protection Grabbit	177 x 100 x 32	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be